


CIRUGÍA

Aspiradores	E4	Portaagujas	E70
Fresas y trépanos	E6	Osteótomos	E77
Línea Black	E7	Periostótomos	E82
Calibradores	E18	Periótomos	E91
Cinceles	E19	Retractores y abre bocas	E93
Curetas	E26	Rongeurs	E98
Elevadores	E32	Elevadores de raíces	E100
Limas	E43	Mangos y hojas de bisturí	E104
Fórceps	E46	Tijeras	E108
Instrumentos para injertos	E57	Instrumentos para elevación de seno	E115
Pinzas hemostáticas	E60	Suturas y agujas	E120
Sondas para implantes	E62	Jeringas	E125
Bisturíes	E63	Pinzas para tejidos	E126
Mazos	E69	Productos para alambre	E132



INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA

JUEGO BÁSICO PARA CIRUGÍA ORAL

DESCRIPCIÓN	SUGERENCIA
Casete	IM0Sx*
Espejo/mango	MIR5/3, MH6
Mango de bisturí	10-130-05
Periostótomo	P23, PKN1
Elevadores de raíces	EHB13/14
Lima para hueso	BF1X
Pinzas	DP2
Retractor de mejillas	CRM2
Abrebocas	MP52, MP54
Portaagujas	NH5044
Pinza hemostática	H3
Tijeras	S16, S9
Rongeurs	RBL
Aspirador	ASPB2
Pinzas para tejidos	TP43

PARA AGREGAR A LA SELECCIÓN:

FÓRCEPS	F1, F150, FMD3, F23
ELEVADORES	E4R, E4L, E6X, EW, E12, E301

OTROS INSTRUMENTOS RECOMENDADOS:

REMOVEDOR DE CORONAS - CRCH1, FÓRCEPS PARA RAÍCES - FX97, FX46L

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

JERINGA DE SUCCIÓN, PUNTA DE JERINGA DE AGUA Y AIRE, CLIP PARA INSTRUMENTOS CON BISAGRA, SOPORTE PARA CAPUCHÓN DE AGUJA, ANILLOS CON SISTEMA DE CODIFICACIÓN POR COLORES, SUTURAS

COLGAJOS/IMPLANTOLOGÍA

DESCRIPCIÓN	SUGERENCIA
Aspirador	ASPB3
Mango para espejo	MH6
Espejo bucal	MIR5/3, MIR5DS/3
Mango de bisturí	10-130-03
Sonda	PQOW6
Pinzas	DPU17
Pinzas para tejidos	TP43
Rongeurs	RMF
Tijeras	S16
Portaagujas	NH5037
Raspador	SCK66
Bisturí periodontal	KK15/166
Bisturí periodontal	KO1/26
Periostótomo	PFIWDS1
Periostótomo	PPR3
Cureta	SG13/149, SG11/129
Cureta	SPR1/29
Cinzel periodontal	S13K/TG

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

JERINGA DE SUCCIÓN, PUNTA DE JERINGA DE AGUA Y AIRE, CLIP PARA INSTRUMENTOS CON BISAGRA, SOPORTE PARA CAPUCHÓN DE AGUJA, ANILLOS CON SISTEMA DE CODIFICACIÓN POR COLORES, SUTURAS

INSTRUMENTAL PARA ELEVACIÓN DE SENO

DESCRIPCIÓN	SUGERENCIA
Casete Signature Series para 12 instrumentos, 8 x 11	IM4121
Clips para instrumentos con bisagra Signature Series, 2 unidades	IM1000
Periostótomo Buser, mango Satin Steel	PPBUSER6
Espátula para injertos óseos Palti	IMP6522
Empacador óseo, 7 mm	BONT
Raspador de hueso	RASP
Retractor de seno Misch, #10	SRM10
Cureta para elevación de seno 1	SINC1
Cureta para elevación de seno 2	SINC2
Jeringa para hueso, 7 mm	SYBG
Mazo Mead #1	MAL1
Portaagujas Crile-Wood, línea Perma Sharp, 15 cm	NH5038
Cureta Molt #2/4	CM2/4
Kit de sonda Colorvue #UNC12	PCVNCKIT6
Periostótomo Seldin #23	P23
Empacador óseo 6 mm/8 mm	BPACK

INSTRUMENTAL PARA REMOCIÓN DE SUTURAS


DESCRIPCIÓN	SUGERENCIA
Casete naranja	IM5103
Mango para espejo	MH6
Espejo	MIR5/3
Explorador	EXD56
Cureta EverEdge®	SC13/149
Pinzas	DP2
Tijeras	S13
Clip para punta de jeringa	IM1005

OTROS PRODUCTOS RECOMENDADOS:

PUNTA DE ASPIRADOR Y ANILLOS CON SISTEMA DE CODIFICACIÓN POR COLORES

* Consulte la Sección A para conocer el código del casete que desea adquirir.





INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE HU-FRIEDY

Hu-Friedy cuenta con una amplia línea de instrumentos quirúrgicos que brindan la precisión y la calidad necesarias para llevar a cabo una cirugía odontológica; muchos de estos instrumentos se diseñaron con el asesoramiento de líderes de opinión, educadores e instituciones. Mediante el empleo de tecnologías híbridas y materiales y procedimientos exclusivos, y tras atravesar controles de calidad exhaustivos, los instrumentos de Hu-Friedy alcanzan los estándares de calidad más altos, lo que les permite a los especialistas obtener el mejor resultado clínico, en toda ocasión.

LÍNEA BLACK LINE

- Cuenta con un revestimiento de calidad diseñado para brindar una mayor lubricidad y agudeza visual sobre el tejido subyacente.
- El acabado negro de la línea Black Line reduce el reflejo de la luz.


FÓRCEPS APICALES

- Los fórceps apicales son forjados y poseen puntas anatómicas cónicas que, junto con estrías longitudinales, ayudan a profundizar hacia el alveolo.
- Sujetan con firmeza la raíz y la corona, y reducen la probabilidad de que la corona se desintegre o fracture.

SUTURAS PERMA SHARP®




- Las suturas están fabricadas con acero inoxidable serie 300, una aleación ideal para agujas de sutura odontológicas.
- Esta línea cuenta con agujas fresadas con láser para reducir el daño al tejido.





SOLUCIONES DE IMPLANTOLOGÍA

Hu-Friedy cuenta con una amplia línea de instrumental para implantes, como instrumentos para elevación de seno, condensadores óseos, jeringas para hueso, curetas quirúrgicas, periostótomos, pinzas para tejidos, instrumentos para colocar hueso y Rongeurs. Muchos de estos instrumentos se desarrollaron con el asesoramiento de líderes de opinión de Hu-Friedy y educadores a nivel mundial.



INSTRUMENTOS PARA ELEVACIÓN DE SENO

Cureta para elevación de seno 1, línea Black Line	SINC1X
Cureta para elevación de seno 2, línea Black Line	SINC2X
Elevador de seno Kramer-Nevins, obtuso, línea Black Line	IMP6578SX
Elevador de seno Kramer-Nevins, agudo, línea Black Line	IMP6577SCX

PERIOSTÓTOMOS

3 Periostótomo Prichard, línea Black Line	PPR3X
Periostótomo Buser, línea Black Line	PPBUSERX

CONDENSADORES

Empacador óseo, 6-8 mm	BPACK
------------------------	-------

JERINGA PARA HUESO

Jeringa para hueso, 7 mm	SYBG
--------------------------	------

CURETAS QUIRÚRGICAS

86 Cureta quirúrgica Lucas, línea Black Line	CL86X
87 Cureta quirúrgica Lucas, línea Black Line	CL87X
2/4 Cureta Molt, línea Black Line	CM2/4X

INSTRUMENTOS PARA TRANSPORTAR HUESO

Cucharilla para hueso Labanca, mango #6	CSLABANCA6
Espátula para injertos óseos Palti, mango #6	IMP65226

RONGEURS

Rongeur Kerrison corto	RKSXN
------------------------	-------

PORTAAGUJAS

Portaagujas Crile-Wood Perma Sharp®	NH5038
Portaagujas Castroviejo Perma Sharp®, mango redondo	NH5024R

TIJERAS


Tijeras Iris Super-Cut	S18SC
Tijeras Goldman-Fox Perma Sharp®, curvas	S5081

PINZAS PARA TEJIDOS

Pinzas para tejidos Adson Perma Sharp®, lisas	TP5041
Pinza de sutura Corn para microcirugía	SPM20



SUTURAS

4-0 PGA teñida C-6 18"	PSN392V
5-0 PGA sin teñir C-6 27"	PSN421V



ASPIRADORES


Los diseños ergonómicos de los aspiradores y la gran variedad de puntas con diámetros diferentes garantizan una succión precisa, lo que permite remover la sangre y los fragmentos de tejidos y huesos sin interferir en la zona quirúrgica.



Autolimpiante Byrd

Se ilustra el diámetro interno de la punta.
20 cm (8")

B1	○	1,5 mm	ASPB1
B2	○	2,0 mm	ASPB2
B3	○	2,5 mm	ASPB3



Cirugía bucal

Se ilustra el diámetro interno de la punta.
23 cm (9")

1	○	1 mm	ASPOS1
2	○	2 mm	ASPOS2
3	○	3 mm	ASPOS3
4	○	4 mm	ASPOS4

Incluye un tubo adaptador de silicona.



Puntas Coupland

Se ilustra el diámetro interno de la punta.

1	o	1,5 mm	ASPCT1
2	o	2,0 mm	ASPCT2
3	o	2,5 mm	ASPCT3
4	o	3,0 mm	ASPCT4

Puntas y cánulas con orificios laterales Coupland

Se ilustra el diámetro interno de la punta.

1	o	1,5 mm	ASPCT1W
2	o	2,0 mm	ASPCT2W
3	o	2,5 mm	ASPCT3W
4	o	3,0 mm	ASPCT4W

Mango Coupland

| **ASPCH**
24 cm (9-1/2")



Aspirador Frazier

Se ilustra el diámetro interno de la punta.

6	o	1,5 mm	ASPFR6
8	o	2,0 mm	ASPFR8
10	o	2,5 mm	ASPFR10
12	o	3,0 mm	ASPFR12

Estilete estándar (no ilustrado)

| **PTFS**
15 cm (6")

Estilete con punta redonda (no ilustrado)

| **PTFSB**
21 cm (8-1/4")



Aspirador Cogswell 3

| **ASPCG3**
23 cm (9")



Aspirador Andrew-Pychon

| **ASPA**
23 cm (9")

Incluye un tubo adaptador de silicona.



Aspirador de amígdalas Yankauer

| **ASPY**
26,5 cm (10-1/2")

Incluye un tubo adaptador de silicona.



Adaptador para el aspirador con tubo de silicona

| **PTAA**

Permite conectar los aspiradores de Hu-Friedy a sistemas de aspiración de gran capacidad.


Tubo de recambio de silicona

| **PTRTC**


Tubo de silicona, 4 pies

| **PTRTCL**


El aspirador Frazier cuenta con un estilete de alambre que puede desengancharse para limpiar con la punta los fragmentos del hueso o diente.



FRESAS Y TRÉPANOS



FRESAS



Fresa de diamante

| BURD033C

con pestillo,
3.3 mm

Fresas Lindemann

Anillo de fricción


1 Corto (izquierda) | BURL1

2 Mediano (medio) | BURL2

3 Largo (derecha) | BURL3

FRESAS PARA TREPANAR

Los trépanos cortos se usan principalmente para obtener injertos de hueso del mismo paciente.



Fresa para trépano modificada

con revestimiento de titanio

2,0 mm | TRE020M

4,0 mm | TRE040M

6,0 mm | TRE060M

8,0 mm | TRE080M

10,0 mm | TRE100M

12,0 mm | TRE120M

El juego de trépanos (TREBSKIT) incluye las fresas listadas arriba y soporte para fresas 1/2 con tapa corta (IMS-1372SH).

2 mm
Diámetro interno



4 mm
Diámetro interno



6 mm
Diámetro interno



8 mm
Diámetro interno



10 mm
Diámetro interno




12 mm
Diámetro interno





SOPORTES PARA FRESAS

El sistema IMS® de Hu-Friedy cuenta con diversos soportes para fresas.



IMS-1372SH
(ilustrada)





LÍNEA BLACK LINE


La línea Black Line cuenta con un revestimiento de calidad diseñado para reducir el reflejo de la luz cuando existe una iluminación intensa, optimizar la conservación del filo, mejorar la agudeza visual en la zona quirúrgica y en subgingival, y aumentar la lubricidad para aplicar técnicas de tunelización y microquirúrgicas. La línea Black Line está diseñada para optimizar los resultados clínicos, es decir, garantizar la eficacia en todos los procedimientos periodontales y quirúrgicos.


CUENTA CON UN ACABADO ESPECIAL EN COLOR NEGRO QUE REDUCE EL REFLEJO DE LA LUZ Y AUMENTA EL CONTRASTE.

CUENTA CON UN REVESTIMIENTO DE CALIDAD DISEÑADO PARA BRINDAR UNA MAYOR LUBRICIDAD Y AGUDEZA VISUAL SOBRE EL TEJIDO SUBYACENTE.



CUENTA CON UN MANGO LISO QUE TIENE UN DIÁMETRO GRANDE PARA BRINDAR UNA MÁXIMA COMODIDAD Y REDUCIR LA FATIGA DE LA MANO.





BLACK LINE

PERIOSTÓTOMOS



Un colgajo mucoperióstico es levantado mediante una disección subperióstica.



3 Periostótomo
Prichard
| PPR3X



9 Periostótomo
Molt
| P9X



Periostótomo Allen,
anterior
| PPAELAX
| PPAELASX
Mango: Corto



Periostótomo Allen
| PPAELX
| PPAELSX
Mango: Corto



Periostótomo Buser
| PPBUSERX
| PPBUSERSX
Mango: Corto



152 Periostótomo
Kramer-Nevins
| PKN152X
| PKN152SX
Mango: Corto

BISTURÍES PERIODONTALES



Se hace una incisión en el surco para desprender la unión desde la base del surco a la cresta ósea.



Bisturí para
tunelización 1
| TKN1X
| TKN1SX
Mango: Corto



Bisturí para
tunelización 2
| TKN2X
| TKN2SX
Mango: Corto



1/2 Bisturí
Allen Orban
| KO12KPO3AX




1/2 Bisturí Allen
Orban, redondo
| KO12KPO3RX



Bisturí Allen, para
incisión intrasulcular
| KPAX



15/16 Bisturí Kirkland
| KK15/16X
| KK15/16SX
Mango: Corto



BISTURÍES
PERIODONTALES



1/2 Bisturí Orban
| K01/2X



11 Bisturí Goldman-Fox
| KGF11X

PERIÓTOMOS




Periótomo Wise
| PEREURX



Periótomo,
posterior con
extremo doble
| PT1X



Periótomo,
anterior con
extremo doble
| PT2X



Periótomo,
derecho,
con extremo simple
| PT3X




Periótomo,
izquierdo,
con extremo
simple
| PT4X



Periótomo,
anterior,
angulado,
con extremo
simple
| PT5X




Periótomo,
anterior, recto,
con extremo
simple
| PT6X




Se corta el ligamento periodontal de
la superficie radicular del diente.





BLACK LINE

ELEVADORES DE LUXACIÓN



Se inserta el elevador en el espacio del ligament o periodontal para separar y luxar el diente.



2 mm,
recto

| EL2SX



2 mm,
curvo

| EL2CX




3 mm,
recto

| EL3SX



3 mm,
curvo

| EL3CX



4 mm,
recto

| EL4SX



4 mm,
curvo

| EL4CX




5 mm,
recto

| EL5SX



5 mm,
curvo

| EL5CX



BLACK LINE

CURETAS QUIRÚRGICAS



Desbridamiento durante la osteotomía con la cureta Molt



“La superficie oscura de la línea Black Line reduce el brillo de la luz y permite visualizar con facilidad el filo activo, lo que sirve de ayuda para maniobrar en un alvéolo complicado. El borde se conserva en buen estado y con filo por más tiempo, consistente con la calidad que brinda Hu-Friedy.”

DR. PETER HAUPERS, JR.



Cureta Molt 2/4, línea Black Line

| CM2/4X





86 Cureta quirúrgica Lucas, con extremo doble

| CL86X



87 Cureta quirúrgica Lucas, con extremo doble

| CL87X



CINCELES PERIODONTALES PARA HUESO



Con el cincel Buser se recontornea la cresta alveolar antes de colocar el implante.



1/2 Cincel periodontal modificado Buser, 4 mm/5 mm

| PPBUSER12X



2/3 Cincel periodontal modificado Buser, 5 mm/6 mm

| PPBUSER23X




1/3 Cincel periodontal modificado Buser, 4 mm/6 mm

| PPBUSER13X



BLACK LINE

INSTRUMENTOS PARA ELEVACIÓN DE SENO



El elevador de seno Kramer-Nevins separa en forma delicada la membrana de Schneider del seno maxilar.



Kramer-Nevins,
obtuso

| IMP6578SX



Kramer-Nevins,
agudo

| IMP6577SCX



Cureta para elevación
de seno 1

| SINC1X

| SINC1SX

Mango: Corto



Cureta para elevación
de seno 2


| SINC2X

| SINC2SX

Mango: Corto



COLOCACIÓN DE MEMBRANAS



Colocación de la membrana en la zona quirúrgica



Instrumento para la colocación de membranas

| **PMPIX**

CONDENSADORES / EMPACADORES PARA INJERTOS ÓSEOS



El condensador óseo Grisdale empacando el hueso en el área de la osteotomía




Condensador óseo Grisdale

| **PLGGR1X**



Empacador Labanca, 3 x 1.5 mm

| **PLGLABANCX**




CALIBRADORES

Se utilizan para medir huesos y demás estructuras bucales.

Calibrador Castroviejo
modificado según
Weiss, curvo

| **CLC40CWM**


17 cm (6-3/4")



Calibrador Castroviejo,
angulado

| **CLC40C**




18 cm (7")




Calibrador Castroviejo,
recto

| **CLC40L**

18 cm (7")






CINCELES

Se encuentran disponibles con un sólo extremo y con extremo doble. Los cinces para hueso de Hu-Friedy se fabrican artesanalmente con acero inoxidable quirúrgico de la más alta calidad, y están diseñados para brindar un desempeño óptimo cuando se vuelve a dar forma o contornea un hueso, o para levantar colgajos palatinos secundarios.

CINCELES PARA HUESO

CINCELES CON UN BISEL

Se utilizan para limar el hueso.



1 Chandler
| CC1
5 mm



2 Chandler
| CC2
5 mm



4 Chandler
| CC4
5 mm



1 Gardner
| CG1
3 mm



2 Gardner
| CG2
4 mm




5 Gardner
| CG5
4,3 mm



6 Gardner
| CG6
4 mm



9 Gardner
| CG9
4 mm



CINCELES PARA HUESO

CINCELES CON DOBLE BISEL

Se utilizan para seccionar dientes.



7 Chandler
| CC7
4,7 mm



8 Chandler
| CC8
6,1 mm



9 Chandler
| CC9
7,1 mm



18 McFarland
| CM18
4,2 mm



1W Wakefield
| CW1
2,7 mm



2W Wakefield
| CW2
3 mm


GUBIAS



13 Chandler
| CC13
3,3 mm



15 Chandler
| CC15
6 mm





Kramer-Nevins 3
| CKN3
7,5 mm

Los cinces largos, de un solo bisel y filosos son diseñados para ensanchar el hueso seccionado.



55 Kramer-Nevins
| CKN55
5,5 mm




75 Kramer-Nevins
| CKN75
7,5 mm

Cuentan con un cincel con un bisel largo y filoso que se utiliza en procedimientos con injertos óseos y para condensar las paredes óseas después de efectuar el injerto óseo. Se utilizan también para remover exostosis y torus.



4 Buser
| CBFL214
Extremos redondeados, 4mm




6 Buser
| CBFL112
Extremos puntiagudos, 6 mm



Cinzel para cresta edéntula (Cuchillo de oro #36)
| GF36 | GF366
Mango: #4 Mango: #6

Se utiliza para comenzar la sección de las crestas óseas. Se le dan golpes suaves con un mazo hasta alcanzar unos 6 mm de profundidad.



CINCELES PERIODONTALES

OCHSENBEIN

Se utilizan para volver a dar forma al hueso. Las muescas semicirculares están biseladas en cada lado. Pueden usarse también para levantar colgajos o remover colgajos palatinos secundarios.



1 Ochsenbein

| C01

Mango: #524



2 Ochsenbein

| C02

Mango: #524

| C026

Mango: #6



3 Ochsenbein

| C036

Mango: #6

| C03

Mango: #4



4 Ochsenbein

| C04

Mango: #4

| C046

Mango: #6

FEDI

Se utilizan para hacer incisiones a fin de remover o recontornear tejidos blandos; se utilizan también para extirpar tejido interproximal.



1 Fedi

| CPF16

Mango: #6

| CPF1

Mango: #4



2 Fedi


| CPF2

Mango: #4

| CPF26

Mango: #6

Los cinceles Ochsenbein y Fedi están diseñados para hacer incisiones suculares secundarias y para facilitar la remoción de fibras residuales de los dientes.



3 Fedi
| CPF36
Mango: #6
| CPF3
Mango: #4



4 Fedi
| CPF46
Mango: #6
| CPF4
Mango: #24

Versión modificada
de JO1/2 y 13K/13KL



**1/2 Cincel
periodontal
modificado Buser,
4 mm/5 mm**
| PPBUSE1/26
Mango: #6
| PPBUSER12X
Mango: Black Line
| PPBUSER1/2
Mango: #10

Versión modificada de
JO2/3 y 13K/13KL



**2/3 Cincel
periodontal
modificado Buser,
5 mm/6 mm**
| PPBUSE2/36
Mango: #6
| PPBUSER23X
Mango: Black Line
| PPBUSER2/3
Mango: #10

Versión modificada de
JO1/3 y 13K/13KL



**1/3 Cincel
periodontal
modificado Buser,
4 mm/6 mm**
| PPBUSE1/36
Mango: #6
| PPBUSER13X
Mango: Black Line
| PPBUSER1/3
Mango: #10



**Cincel periodontal
Jovanovic 13K TG,
4 mm/4 mm**
| PJO/16
Mango: #6
| PJO/1
Mango: #10



CINCELES PERIODONTALES PARA HUESO

El cinkel Rhodes Back-Action (C36/37) se utiliza con movimientos de tracción. Es ideal para remover el hueso adyacente al diente sin causar efectos traumáticos, y es especialmente útil para la cara distal de los últimos molares.



Jovanovic
13K/TG,
5 mm/5 mm

| **PJO/26**

Mango: #6

| **PJO/2**

Mango: #10



Jovanovic
13K/TG,
6 mm/6 mm

| **PJO/36**

Mango: #6

| **PJO/3**

Mango: #10



Palacci
modificado
P24G/13KL

| **SPAL13K6**

Mango: #6

| **SPAL13KS6**

Mango: corto #6

| **SPAL13K**

Mango: #10



Freer,
curvo

| **FRCE**



36/37 Rhodes
Back-Action

| **C36/379**

Mango: #9

| **C36/376**

Mango: #6

| **C36/37**

Mango: #4



1/2
Kramer-Nevins

| **CKN1/26**

Mango: #6




3/4
Solt

| **CSOLT3/46**

Mango: #6

| **CSOLT3/4**

Mango: #4



TG modificados con
muecas Ochsenbein



TG
| CTG6
Mango: #6
| CTG
Mango: #2



TG-O
| CTG-06
Mango: #6
| CTG-O
Mango: #2



**44/45 Azadón
Remington**
| S44/456
Mango: #6
| S44/45
Mango: #2

KIRKLAND



13K/TG
| S13K/TG6
Mango: #6
| S13K/TG9
Mango: #9
| S13K/TGS6
Mango: corto #6
| S13K/TG
Mango: #2



13K/13KL
| S13K/13KL9
Mango: #9
| S13K/13KL9
Mango: #6
| S13K/13KL
Mango: #2


PINZAS PARA CAMPOS



3 Backhaus
| TC3
9 cm (3-1/2")





5 Backhaus
| TC5
12,5 cm (5")



CURETAS

Las curetas quirúrgicas de Hu-Friedy están diseñadas para remover fácilmente depósitos de cálculo grandes y tejido duro en procedimientos quirúrgicos y periodontales. Con mangos de mayor diámetro y uniones terminales anchas, las curetas quirúrgicas de Hu-Friedy ofrecen una calidad superior y lo ayudan a aumentar su eficiencia.



1 Hoexter

| **HOEXTER1**

Mango: #6



2 Hoexter

| **HOEXTER2**

Mango: #6




3 Hoexter

| **HOEXTER3**

Mango: #6

Son más grandes y resistentes. Se utilizan para remover tejido fibroso y depósitos subgingivales de gran espesor.

CURETAS QUIRÚRGICAS PERIODONTALES



8K/9K
Kirkland
| **SK8/96**
Mango: #6
| **SK8/9**
Mango: #2



3/4
Kramer-Nevins
| **SKN3/4**
Mango: #4
| **SKN3/46**
Mango: #6



4
Kramer-Nevins
| **SKN46**
Mango: #6
| **SKN4**
Mango: #4



KRA-1
Kramer,
mesial
| **SKRA1**
Mango: #4
| **SKRA16**
Mango: #6



KRA-2
Kramer,
distal
| **SKRA2**
Mango: #4
| **SKRA26**
Mango: #6



KRA-3
Kramer
| **SKRA39**
Mango: #9
| **SKRA36**
Mango: #6
| **SKRA3**
Mango: #4



CURETAS QUIRÚRGICAS PERIODONTALES



PR1/2 Prichard

| **SPR1/29**

Mango: #9

| **SPR1/26**

Mango: #6

| **SPR1/2S6**

Mango: corto #6

| **SPR1/24**

Mango: #4

| **SPR1/2**

Mango: #2



5S/6S Sugarman

| **SS5/66**

Mango: #6

| **SS5/64**

Mango: #4

| **SS5/6**

Mango: #2



9S/10S Sugarman

| **SS9/106**

Mango: #6

| **SS9/10**

Mango: #2




11S/12S Sugarman

| **SS11/126**


Mango: #6

| **SS11/12**

Mango: #2



CURETA LUCAS, CON FORMA DE CUCHARA



84

| CL846

Mango: #6

| CL84

Mango: #522

85

| CL856

Mango: #6

| CL85

Mango: #522

86

| CL866

Mango: #6

| CL86X

Mango: Black Line

| CL86

Mango: #522

87

| CL876

Mango: #6

| CL87X

Mango: Black Line

| CL87

Mango: #522


88

| CL886

Mango: #6

| CL88

Mango: #522



CURETAS QUIRÚRGICAS

CURETA MILLER, CON FORMA DE CUCHARA



8
| CM86
Mango: #6
| CM8
Mango: #522

3,4 mm



2,8 mm

3,4 mm

9
| CM96
Mango: #6
| CM9
Mango: #522




2,9 mm

10
| CM106
Mango: #6
| CM10
Mango: #522



3,6 mm

11
| CM116
Mango: #6
| CM11
Mango: #522



4,2 mm

12
| CM126
Mango: #6
| CM12
Mango: #522

MOLT

3,5 mm



2
| CM2
Mango: #502
| CM26
Mango: #6

7,0 mm



4
| CM4
Mango: #502
| CM46
Mango: #6



2/4

| **CM2/4S6**

Mango: #6

| **CM2/4**

Mango: #522

| **CM2/4X**

Mango: Black Line



4 Molt
modificada,
izquierda

| **CM4L**

Mango: #510

4 Molt
modificada,
derecha

| **CM4R**

Mango: #510



5L


| **CM5L**

Mango: #502

6R


| **CM6R**

Mango: #502




ELEVADORES

La amplia línea de elevadores de Hu-Friedy está diseñada para brindar soluciones a las diversas técnicas de extracción. Los elevadores están fabricados a mano con Immunity Steel y pasan por un proceso de triple templado para cumplir con especificaciones precisas. Están diseñados con mangos de diámetro grande y extremos de trabajo fijos para optimizar el control y aumentar su resistencia.



5 mm, RECTO | **EL5SSM**
(mango ergodinámico)



5 mm, RECTO | **EL5S**
(mango estándar)




5 mm, RECTO | **EL5SX***
(mango de la línea Black Line)

COMPARACIÓN DEL TAMAÑO REAL

elevador pequeño con mango ergodinámico, elevador estándar y elevador de la línea Black Line

*El mango de la línea Black está solo disponible para elevadores de luxación.



34S Seldin
Posee una punta más delgada y angosta que la unión funcional 34.

| **E34S**
Mango: #510
| **E34SSM**
Mango: ergodinámico



77R Hu-Friedy, estriado

Para raíces posteriores superiores y terceros molares superiores

| **E77R**
Mango: #510
| **E77RSM**
Mango: ergodinámico



301 Apexo

Se utilizan para desplazar raíces muy profundas.

| **E301**
Mango: #510
| **E301SM**
Mango: ergodinámico



B Cogswell

| **EB**
Mango: #510
| **EBSM**
Mango: ergodinámico

CRYER

Par sugerido



21 Cryer, mini
| **E21**
22 Cryer, mini
| **E22**

Par sugerido



44 Cryer, pequeño
| **E44**
45 Cryer, pequeño
| **E45**

Par sugerido



25 Cryer, mediano
| **E25**
26 Cryer, mediano
| **E26**

Par sugerido



31 Cryer, grande
| **E31**
32 Cryer, grande
| **E32**

Par sugerido



A30 Cryer
| **EA30**
A31 Cryer
| **EA31**


Modelos ingleses

HEIDBRINK



1 Heidbrink, recto
| **E1**
2 Heidbrink, recto
| **E2**
40 Heidbrink, recto
| **E40**
41 Heidbrink, recto
| **E41**

Para raíces y dientes anteriores superiores e inferiores



SELDIN

Par sugerido



1L
Seldin
| E1L

1R
Seldin
| E1R

Para raíces de molares superiores e inferiores



Seldin
2S
| E2S

Se utiliza para los terceros molares inferiores.



3S
Seldin
| E3S

Para raíces anteriores superiores e inferiores



34
Seldin
| E34


Par sugerido



Seldin
4L
| E4L

Seldin
4R
| E4R

Son versiones más pequeñas del 1L y 1R.
Se utilizan también para terceros molares retenidos.



TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES CUESTIONES AL SELECCIONAR UN ELEVADOR DE HU-FRIEDY

- Las sugerencias que se brindan sobre el uso de los elevadores son meramente para orientación..
- Todos los elevadores de Hu-Friedy pueden encargarse con extremo estriado.



301W
Seldin
| E301W

304W
Seldin
| E304W

Se utilizan para desplazar raíces muy profundas.

APEXO



Los diseños Schmeckebier y Miller se utilizan para desplazar ápices radiculares profundos o fracturados.

Se utilizan para desplazar raíces muy profundas.


GUIAS COUPLAND



Se utiliza para los terceros molares inferiores.

Se utiliza para molares inferiores.

GUIAS COUPLAND - MODELOS INGLESES





Par sugerido



6 Potts
| E6



7 Potts
| E7



8 Elevador Crane
| E8



11 Stout
| E11

Para terceros molares



11A Stout
| E11A

Para terceros molares



11M Gubia MacMillan
| E11M



12M Gubia MacMillan
| E12M

Para terceros molares superiores retenidos sin obstrucción ósea

Par sugerido



13M Gubia MacMillan
| E13M



Woodward 15
| E15



Woodward 16
| E16

Para raíces de molares inferiores

Par sugerido



19
| E19




20
| E20

Cuentan con brazos de palanca más cortos para las raíces de los primeros y segundos molares inferiores. Se utilizan también para molares y premolares deciduos.



23
| E23



31F Gubia Friedman [Craig], estriada
| E31F



32F Gubia Friedman [Craig], estriada
| E32F

Para caninos superiores e inferiores

Par sugerido



38 Estriado
| E38



39 Estriado
| E39

Se utilizan para remover fragmentos radiculares.



44C Bradley
| E44C

Se utilizan para desplazar raíces y terceros molares.




46
| E46



46R
| E46R

Para raíces posteriores superiores



51 Curtis
| E51



52 Curtis
| E52



63
| E63



69W
Cinzel Woodward,
para ejercer
presión manual
| E69W



77
Hu-Friedy,
estriado
| E77
Para raíces posteriores
superiores y terceros
molares superiores



80
| E80



81
| E81

Para raíces anteriores
superiores y dientes
pequeños



81A
| E81A

Para desplazar raíces
anteriores



81E
| E81E



92 Estriado
| E92



93 Estriado
| E93



98
| E98

Para terceros
molares
superiores e
inferiores

Par sugerido



190
| E190



191
| E191



A Cogswell
| EA


Par
sugerido




H5
Hourigan,
estriado
| EH5



H6
Hourigan,
estriado
| EH6





MANGO CON FORMA DE T



Par sugerido



6 Potts

| **E6X**

Mango:
forma de T

7 Potts

| **E7X**

Mango:
forma de T

Para terceros molares superiores
retenidos sin obstrucción ósea

MODELOS INGLESES - #504



Par sugerido



Warwick-James,
recto

| **EWJS**

Mango: #504

Warwick-James,
izquierdo

| **EWJL**

Mango: #504

Warwick-James,
derecho

| **EWJR**

Mango: #504

MANGO CON BARRA TRANSVERSAL WINTER



Par sugerido



1LX

| **E1LX**

Mango: Barra
transversal
Winter

1RX

| **E1RX**

Mango: Barra
transversal
Winter

Par sugerido



11LX

| **E11LX**

Mango: Barra
transversal
Winter

11RX

| **E11RX**

Mango: Barra
transversal
Winter

Par sugerido



12LX

| **E12LX**

Mango: Barra
transversal
Winter

12RX

| **E12RX**

Mango: Barra
transversal
Winter

Par sugerido



14LX


| **E14LX**


Mango: Barra
transversal
Winter

14RX

| **E14RX**

Mango: Barra
transversal
Winter






Los elevadores de luxación incorporan hojas delgadas y afiladas que se utilizan para cortar los ligamentos periodontales. El elevador de luxación se utiliza mediante movimientos de balanceo y corte, a diferencia de los elevadores convencionales, que levantan y abren. Los elevadores de luxación evitan que se ejerza presión sobre los dientes adyacentes.

Kit de elevadores de luxación

El kit contiene 4 elevadores y una piedra de afilado.

| ELKIT

Elevador de luxación, curvo, 3 mm	EL3C
Elevador de luxación, recto, 3 mm	EL3S
Elevador de luxación, curvo, 5 mm	EL5C
Elevador de luxación, recto, 5 mm	EL5S
Piedra de afilado para elevadores de luxación	SSLUX



2 mm, curvo

| EL2C

Mango: #510

| EL2CSM

Mango: ergodinámico

| EL2CX

Mango: Línea Black Line



2 mm, recto

| EL2S

Mango: #510

| EL2SSM

Mango: ergodinámico

| EL2SX

Mango: Línea Black Line



3 mm, curvo

| EL3C

Mango: #510

| EL3CSM

Mango: ergodinámico

| EL3CX

Mango: Línea Black Line



3 mm, recto

| EL3S

Mango: #510

| EL3SSM

Mango: ergodinámico

| EL3SX

Mango: Línea Black Line



4 mm, curvo

| EL4C

Mango: #510

| EL4CSM

Mango: ergodinámico

| EL4CX

Mango: Línea Black Line



4 mm, recto

| EL4S

Mango: #510

| EL4SSM

Mango: ergodinámico

| EL4SX

Mango: Línea Black Line



5 mm, curvo

| EL5C

Mango: #510

| EL5CSM

Mango: ergodinámico

| EL5CX

Mango: Línea Black Line



5 mm, recto

| EL5S


Mango: #510

| EL5SSM

Mango: ergodinámico


| EL5SX

Mango: Línea Black Line



ELEVADORES DE LUXACIÓN HÍBRIDOS

Incorporan puntas delgadas con ángulos precisos y mangos de diámetro grande. Los elevadores de luxación híbridos brindan un mejor acceso apical e interproximal para mejor adaptación oral, al mismo tiempo ayudando a preservar la placa bucal mediante el corte de los ligamentos periodontales durante extracciones atraumáticas.



Elevador con forma de pala, recto

| EPTSSP Mango: #6

Par sugerido

Par sugerido



Curvo, pequeño
| EPTSMC
Mango: #6



Recto, pequeño
| EPTSMS
Mango: #6



Distal, pequeño
| EPTSMMD
Mango: #6



Mesial, pequeño
| EPTSMMD
Mango: #6



Distal, grande
| EPTLGD
Mango: #6



Mesial, grande
| EPTLGM
Mango: #6

Kit de elevadores de luxación híbridos


| EPTKIT

Casete Signature Series pequeño para 8 instrumentos (rojo)	IM5080
Elevador con forma de pala, recto	EPTSSP
Elevador recto, pequeño	EPTSMS
Elevador curvo, pequeño	EPTSMC
Elevador distal, pequeño	EPTSMMD
Elevador mesial, pequeño	EPTSMMD
Elevador distal, grande	EPTLGD
Elevador mesial, grande	EPTLGM
Piedra de afilado cerámica con forma cilíndrica, de grano fino	SSKC



Los periótomos, los elevadores de luxación híbridos, los elevadores de luxación mesial/distal Hoexter y los elevadores de luxación convencionales están diseñados con bordes cortantes delgados y filosos para cortar los ligamentos periodontales. La conservación de los bordes cortantes de estos instrumentos forma parte del cuidado rutinario.

ELEVADORES - MESIAL/DISTAL



BASES DEL DISEÑO DESARROLLADAS POR EL DR. DAVID HOEXTER:

“

A lo largo de la historia se les ha enseñado a los odontólogos a extraer los dientes en la dirección más sencilla – hacia el hueso bucal más delgado. Sin embargo, esta técnica provoca isquemias o pérdidas óseas traumáticas, que resultan en depresiones bucales cavernosas que no soportarán de manera adecuada un implante.



Según mi experiencia personal, si se emplea un acceso mesial/distal, el hueso bucal o lingual/palatino puede preservarse y se produce la regeneración del hueso. Esto permite que pueda ubicarse el implante de manera satisfactoria y una osteointegración predecible. Es por eso que los elevadores de luxación mesial/distal Hoexter están diseñados para proteger la cresta ósea durante las extracciones mediante la luxación de las raíces en el plano mesio-distal.”

DR. DAVID HOEXTER

CUENTA CON EXTREMOS DE TRABAJO BIEN AFILADOS QUE PERMITEN PENETRAR FÁCILMENTE EL ESPACIO INTERPROXIMAL.


POSEE UN MANGO CON UNA TEXTURA ANTIDESLIZANTE.

Kit Hoexter

| HOEXTERKIT

Incluye los ocho instrumentos listados a continuación, la piedra de afilado cerámica con forma cilíndrica de grano fino y el casete de elevadores Hoexter.

ELEVADORES DE LUXACIÓN HOEXTER, MESIAL/DISTAL, 3 MM




MESIAL,
izquierdo
| EMLL3

DISTAL,
izquierdo
| EDLL3

MESIAL,
derecho
| EMLR3

DISTAL,
derecho
| EDLR3

ELEVADORES DE LUXACIÓN HOEXTER, MESIAL/DISTAL, 5 MM




MESIAL,
izquierdo
| EMLL5

DISTAL,
izquierdo
| EDLL5

MESIAL,
derecho
| EMLR5

DISTAL,
derecho
| EDLR5



ELEVADORES - SINDESMÓTOMOS

SINDESMÓTOMOS

Los elevadores Bernard, también llamados sindesmótomos, pueden utilizarse como periótomos o para elevar raíces pequeñas.



11 Bernard, recto
| **BER11**
Mango: #504

Par sugerido



6 Bernard, derecho
| **BER6**
Mango: #504



7 Bernard, izquierdo
| **BER7**
Mango: #504




TABLA SOBRE EL USO DE LOS ELEVADORES

MODELO	incisivos	caninos	premolares	primeros molares	segundos molares	terceros molares	raíces	maxilares	mandibulares
E301		•	•	•	•	•	•	•	•
E301SM		•	•	•	•	•	•	•	•
E302		•	•	•	•	•	•	•	•
E303		•	•	•	•	•	•	•	•
E301W		•	•	•	•	•	•	•	•
E304W		•	•	•	•	•	•	•	•
E80		•	•	•	•	•	•	•	•
E81		•	•	•	•	•	•	•	•
E81A		•	•	•	•	•	•	•	•
E81E		•	•	•	•	•	•	•	•
E1		•	•	•	•	•	•	•	•
E2		•	•	•	•	•	•	•	•
E40		•	•	•	•	•	•	•	•
E41		•	•	•	•	•	•	•	•
E21		•	•	•	•	•	•	•	•
E22		•	•	•	•	•	•	•	•
E44		•	•	•	•	•	•	•	•
E45		•	•	•	•	•	•	•	•
E25		•	•	•	•	•	•	•	•
E26		•	•	•	•	•	•	•	•
EA30		•	•	•	•	•	•	•	•
EA31		•	•	•	•	•	•	•	•
E31		•	•	•	•	•	•	•	•
E32		•	•	•	•	•	•	•	•
E46		•	•	•	•	•	•	•	•
E46R		•	•	•	•	•	•	•	•
E77		•	•	•	•	•	•	•	•
E77R		•	•	•	•	•	•	•	•
E77RSM		•	•	•	•	•	•	•	•
E92		•	•	•	•	•	•	•	•
E93		•	•	•	•	•	•	•	•
E1L		•	•	•	•	•	•	•	•
E1R		•	•	•	•	•	•	•	•
E4L		•	•	•	•	•	•	•	•
E4R		•	•	•	•	•	•	•	•
E34S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E34SSM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E34	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E2S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E3S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E51	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E52	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E63	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E11	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E11H	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E11A	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E8	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E44C	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MODELO	incisivos	caninos	premolares	primeros molares	segundos molares	terceros molares	raíces	maxilares	mandibulares
EA			•	•	•	•	•	•	•
EB			•	•	•	•	•	•	•
EBSM			•	•	•	•	•	•	•
E4			•	•	•	•	•	•	•
E5			•	•	•	•	•	•	•
E71			•	•	•	•	•	•	•
E72			•	•	•	•	•	•	•
E73			•	•	•	•	•	•	•
E74			•	•	•	•	•	•	•
E6			•	•	•	•	•	•	•
E7			•	•	•	•	•	•	•
E19		•	•	•	•	•	•	•	•
E20		•	•	•	•	•	•	•	•
E38		•	•	•	•	•	•	•	•
E39		•	•	•	•	•	•	•	•
E190		•	•	•	•	•	•	•	•
E191		•	•	•	•	•	•	•	•
E15		•	•	•	•	•	•	•	•
E16		•	•	•	•	•	•	•	•
E23		•	•	•	•	•	•	•	•
EH5		•	•	•	•	•	•	•	•
EH6		•	•	•	•	•	•	•	•
E1C		•	•	•	•	•	•	•	•
E2C		•	•	•	•	•	•	•	•
E3C		•	•	•	•	•	•	•	•
E69W		•	•	•	•	•	•	•	•
E31F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E32F	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E11M	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E12M	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E13M	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E98	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EA1C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EA2C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EA3C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EA30	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EA31	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EWJS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EWJL	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EWJR	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E6X	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E7X	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E1LX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E1RX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E11LX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E11RX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E12LX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E12RX	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MODELO	incisivos	caninos	premolares	primeros molares	segundos molares	terceros molares	raíces	maxilares	mandibulares
E14LX		•	•	•	•	•	•	•	•
E14RX		•	•	•	•	•	•	•	•
EL2S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL2SX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL2SSM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL2C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL2CX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL2CSM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL3S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL3SX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL3SSM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL3C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL3CX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL3CSM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL4S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL4SX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL4SSM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL4C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL4CX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL4CSM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL5S	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL5SX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL5SSM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL5C	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL5CX	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EL5CSM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BER11	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BER6	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BER7	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ERAF1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ERAF3KA	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EPTSSP	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EPTSMS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EPTSMC	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EPTSMO	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EPTSMH	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EPTLGD	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EPTLGM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EMLL3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EDLL3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EMLR3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EDLR3	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EMLL5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EDLL5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EMLR5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EDLR5	•	•	•	•	•	•	•	•	•



CORTE RECTO



1 Wahl
| BF1W6
Mango: #6
| BF1W
Mango: #522



2 Wahl
| BF2W6
Mango: #6
| BF2W
Mango: #522



12 Howard
| BF126
Mango: #6
| BF12
Mango: #522



21 Miller
| BF216
Mango: #6
| BF21
Mango: #522

Posee el mismo diseño que el modelo de corte transversal 1X, pero con corte recto.



Miller 45
| BF456
Mango: #6
| BF45
Mango: #522

Posee el mismo diseño que el modelo de corte transversal 2X, pero con corte recto.



52 Miller
| BF526
Mango: #6
| BF52
Mango: #522




64 Miller
| BF646
Mango: #6
| BF64
Mango: #522



67 Howard
| BF676
Mango: #6
| BF67
Mango: #522



CORTE TRANSVERSAL



Miller-Colburn,
con corte
transversal, 1X

| **BF1X6**

Mango: #6

| **BF1X**

Mango: #522

El tamaño del
extremo pequeño
con forma de
remo es la mitad
del tamaño del
extremo grande
con forma de
remo.



Miller-Colburn,
con corte
transversal, 2X

| **BF2X6**

Mango: #6

| **BF2X**

Mango: #522

Posee un extremo
de trabajo curvo
combinado con
uno recto.



Miller-Colburn,
con corte
transversal, 3X


| **BF3X6**

Mango: #6

| **BF3X**


Mango: #522

Posee un extremo
de trabajo curvo
combinado con
un extremo
pequeño con
forma de remo.



Se utilizan en zonas interproximales. Las limas para hueso periodontales se utilizan con movimientos de empuje y tracción.

LIMAS PERIODONTALES



11/12 Buck, recta

| **FB11/126**

Mango: #6

| **FB11/12**

Mango: #522



1S/2S Sugarman,
mesial/distal

| **FS1/2S6**

Mango: #6

| **FS1/2S**

Mango: #2



3S/4S Sugarman
bucal/lingual o palatina

| **FS3/4S6**

Mango: #6

| **FS3/4S**

Mango: #2

Se utiliza para remover tejido granulomatoso de bolsas supraóseas o infraóseas.




9/10
Schluger, curva

| **FS9/10S6**

Mango: #6



| **FS9/10S**

Mango: #522



FÓRCEPS APICALES

Los fórceps apicales de Hu-Friedy poseen puntas delgadas, cónicas y anatómicas que, junto con las estrías longitudinales, ayudan a profundizar hacia el alvéolo y a sujetar con firmeza la raíz y la corona desde múltiples puntos de contacto, lo que reduce la probabilidad de fracturar la corona. Por lo tanto, los especialistas pueden preservar el hueso y reducir el riesgo de fractura de raíces o placas bucales, y así obtener mejores resultados clínicos.




Se utilizan para extraer dientes del hueso alveolar.



**AF1
Estándar★**

| **FAF1**


Para anteriores
superiores



**AF150
Universal★**

| **FAF150**


Universal,
para superiores



**AF151
Universal★**

| **FAF151**


Universal,
para inferiores



AF222★

| **FAF222**


Para molares
inferiores



**AF67A Estilo
europeo**

| **FAFX67A**


Para molares
superiores



**AF74N Estilo
europeo**


| **FAFX74N**

Para anteriores
inferiores




**FÓRCEPS DE LA LÍNEA
PRESIDENTIAL®**

Se identifican con una ★.



MOLARES SUPERIORES




10S★

| F10S

Para molares superiores


Par sugerido



18L★ Harris

| F18L

Primeros y segundos molares superiores; izquierdo. Posee extremo puntiagudo para poder sujetar la raíz bucal bifurcada.




18R★ Harris

| F18R

Primeros y segundos molares superiores; derecho. Posee extremo puntiagudo para poder sujetar la raíz bucal bifurcada.


Par sugerido



53L★

| F53L

Primeros y segundos molares superiores; izquierdo. Posee extremo puntiagudo para poder sujetar la raíz bucal bifurcada.



53R★

| F53R

Primeros y segundos molares superiores; derecho. Posee extremo puntiagudo para poder sujetar la raíz bucal bifurcada.

Par sugerido



88L★ Nevius

| F88L

Primeros y segundos molares superiores. Con un extremo dividido para sujetar la raíz palatina.




88R★ Nevius

| F88R

Primeros y segundos molares superiores. Con un extremo dividido para sujetar la raíz palatina.


Par sugerido



89 Cook

| F89


Molares superiores; derecho



90 Cook

| F90


Molares superiores; izquierdo



210H★

| F210H

Terceros molares superiores



210S★

| F210S

Terceros molares superiores



MD2 Mead, estriado

| FMD2

Primeros y segundos molares superiores, terceros molares superiores; tamaño universal

Par sugerido



17
Estilo europeo, estriado

| FX17

| FX17E

Con acabado mate

Molares superiores; derecho




18
Estilo europeo, estriado

| FX18

| FX18E

Con acabado mate


Molares superiores; izquierdo



67A
Estilo europeo, estriado

| FX67A

Terceros molares superiores




PREMOLARES Y ANTERIORES INFERIORES



**151★ Cryer,
universal**

| F151

Premolares, caninos
e incisivos inferiores,
y raíces; universal



**151A★ Puntas
paralelas Cryer**

| F151A


Premolares, caninos e
incisivos inferiores,
y raíces; universal



**151AS★ Puntas
rectas, estriada**

| F151AS

Premolares,
caninos e incisivos
inferiores, y raíces;
universal



203★

| F203

Premolares, caninos
e incisivos inferiores,
y raíces



**13 Estilo europeo,
estriado**

| FX13

| FX13E

Con acabado mate

Premolares
inferiores




**MD3 Mead,
estriado**

| FMD3

Incisivos inferiores
y raíces

ANTERIORES SUPERIORES E INFERIORES



62★

| F62



Incisivos, caninos y premolares
superiores e inferiores,
y deciduos; universal




101★ Hull

| F101

Premolares superiores e inferiores,
y deciduos; universal





MOLARES INFERIORES



16★ Cuerno de vaca
Primeros y segundos
molares inferiores

| **F16**

| **F16M**

Mango: recto



17★

| **F17**

Primeros y
segundos
molares
inferiores



23★

Cuerno de vaca

| **F23**

Primeros y segundos
molares inferiores



3FS

Woodward

| **F3FS**

Molares
inferiores



217 Hu-Friedy

| **F217**

Primeros y
segundos molares
inferiores. Las
puntas son
idénticas al #17.



222★

| **F222**

Terceros
molares
inferiores



**MD4 Mead,
estriado**

| **FMD4**

Primeros y
segundos molares
inferiores, y
terceros molares
inferiores




22

**Estilo europeo,
estriado**

| **FX22**

| **FX22E**

Con acabado mate
Molares inferiores



73

**Estilo europeo,
estriado**

| **FX73**

Molares inferiores




79

**Estilo europeo,
estriado**


| **FX79**

| **FX79E**

Con acabado mate
Terceros molares
inferiores




ANTERIORES Y PREMOLARES SUPERIORES



1★ Estándar


| F1

Incisivos y caninos superiores; estándar



#1A Henahan


| F1A



32 Parmly Alveolar

| F32


Molares, premolares y caninos superiores; universal. Cuenta con puntas afiladas para romper el proceso alveolar y recortarlo tras la extracción.



32A Parmly Alveolar

| F32A

Igual que el #32, pero con puntas más delgadas



Kells 99C★

| F99C


Premolares, caninos e incisivos superiores



150★ Cryer, universal

| F150


Premolares, caninos e incisivos superiores, y raíces; universal



150A★ Puntas paralelas Cryer

| F150A


Incisivos, caninos y premolares superiores; universal



150AS★ Punta rectas estriado

| F150AS

Incisivos, caninos y premolares superiores; universal



286★

| F286


Raíces, incisivos y premolares superiores



MD1 Mead, estriado

| FMD1

Premolares, caninos e incisivos superiores, y raíces



35

| FX35E

Con acabado mate

Premolares, caninos e incisivos superiores, y raíces



1

Estilo europeo, estriado

| FX1

| FX1E

Con acabado mate

Anteriores superiores



7

Estilo europeo, estriado

| FX7


| FX7E

Con acabado mate

Premolares superiores

La línea de fórceps pediátricos de Hu-Friedy brinda soluciones de extracción a la medida de los niños con el fin de aumentar su comodidad y preservar los tejidos y huesos delicados. Están diseñados específicamente para trabajar con bocas y dientes pequeños, lo que lo ayuda a brindar una atención pediátrica óptima.

FÓRCEPS DE EXODONCIA, MODELOS PEDIÁTRICOS



FÓRCEPS PEDIÁTRICOS DE LA LÍNEA RAINBOW PRESIDENTIAL®

Los fórceps pediátricos de la línea Rainbow Presidential de Hu-Friedy tienen un exclusivo diseño que recrea un arcoíris, lo que reduce la ansiedad del niño y le permite crear una experiencia más positiva para el paciente.

FÓRCEPS PEDIÁTRICOS DE LA LÍNEA ESTÁNDAR


El diseño anatómico y preciso de los fórceps pediátricos de Hu-Friedy garantizan un agarre firme y seguro de los dientes temporales y de las superficies radiculares con el fin de lograr extracciones sin complicaciones. Están fabricados a mano con acero inoxidable de grado quirúrgico. Los fórceps pediátricos de Hu-Friedy son de larga duración y garantizan un desempeño superior.

FÓRCEPS PEDIÁTRICOS DE LA LÍNEA PRESIDENTIAL®

Son similares a los fórceps de la línea estándar. Los fórceps de la línea Presidential de Hu-Friedy están fabricados meticulosamente a mano e incorporan una bisagra de precisión.

FÓRCEPS PEDIÁTRICOS DE LA LÍNEA KINDER


Los fórceps pediátricos de la línea Kinder de Hu-Friedy caben fácil y cómodamente en una mano, lo que permite que puedan ocultarse y ser menos visibles para los pacientes. Se utilizan para coronas pequeñas y para dientes con forma cónica. Con el diseño Kinder se debe aplicar menos fuerza, lo que reduce el riesgo de daño de tejidos y coronas.





FÓRCEPS DE EXODONCIA, MODELOS PEDIÁTRICOS

FÓRCEPS PEDIÁTRICOS DE LA LÍNEA ESTÁNDAR



1S Pediátrico

| F1S

Caninos e incisivos superiores; estándar



16S Pediátrico

| F16S

Molares inferiores



23S Pediátrico, cuerno de vaca

| F23S


Primeros y segundos molares inferiores



39 Pediátrico

| F39


Primeros y segundos molares inferiores



40 Pediátrico

| F40


Molares temporales inferiores



150XAS
Pediátrico con puntas rectas y estrías

| F150XAS


Temporales superiores; universal



151XAS
Pediátrico con puntas rectas y estrías

| F151XAS

Temporales inferiores; universal



FÓRCEPS DE LA LÍNEA RAINBOW PRESIDENTIAL



150SR★
Pediátrico, arcoíris

| F150SR

Temporales superiores y raíces; universal



151SR★
Pediátrico, arcoíris

| F151SR

Temporales inferiores y raíces; universal



150S★
Pediátrico

| F150S


Temporales superiores y raíces; universal




151S★
Pediátrico

| F151S


Temporales inferiores y raíces; universal




FÓRCEPS ESTILO EUROPEO, LÍNEA KINDER




1C
| FX1CE
Con acabado mate
Incisivos inferiores




2C
| FX2CE
Con acabado mate
Molares temporales inferiores




3C
| FX3CE
Con acabado mate
Raíces inferiores




4C
| FX4CE
Con acabado mate
Molares temporales superiores



5CE
| FX5CE
Con acabado mate
Incisivos y caninos superiores




6C
| FX6CE
Con acabado mate
Molares superiores




7C
| FX7CE
Con acabado mate
Raíces superiores


FÓRCEPS PEDIÁTRICOS DE LA LÍNEA KINDER




23K
Cuerno de vaca
| F23K
Molares temporales inferiores




150K
| F150K
Incisivos temporales superiores y raíces




151K
| F151K
Incisivos temporales inferiores y raíces







FÓRCEPS PARA RAÍCES




65★
| F65
Incisivos apiñados,
fragmentos y raíces
superiores



69★
Tomes
| F69
Fragmentos
superiores e
inferiores, y raíces




300★
Hu-Friedy,
con estrías
| F300
Raíces superiores




301★
Hu-Friedy,
con estrías
| F301
Raíces inferiores




33
Estilo europeo,
con estrías
| FX33
Raíces inferiores



46L
Estilo europeo,
con estrías
| FX46L
Raíces inferiores



49
Estilo europeo,
con estrías
| FX49
Raíces superiores




51
Estilo europeo,
con estrías
| FX51
| FX51E
Con acabado mate
Raíces superiores




74
Estilo europeo,
con estrías
| FX74
Raíces inferiores



74N
Estilo europeo,
puntas delgadas
y con estrías
| FX74N
Raíces inferiores



76S
Raíces superiores
con estrías
| FX76S




97
Estilo europeo,
con estrías
| FX97
| FX97E
Con acabado mate
Raíces superiores



233
Estilo europeo,
con estrías
| FX233
Raíces inferiores

FÓRCEPS DE EXODONCIA

TABLAS DE REFERENCIA DE APLICACIÓN




FÓRCEPS SUPERIORES

Modelos	Línea Presidencial	incisivos	caninos	premolares	primeros molares	segundos molares	terceros molares	raíces	pediátricos
1	★								
1A									
1S									
X1									
X1E									
X4CE									
X6CE									
X7									
X7E									
X7CE									
MD1									
MD2									
10S	★								
X17, derecho									
X17E, derecho									
X18, izquierdo									
X18E, izquierdo									
18L	★								
18R	★								
32									
32A									
X35E									
39									
X49									
X4CE									
X51									
X51E									
53L	★								
53R	★								
62	★								
65	★								
X67A									
X6CE									
69	★								
88L	★								
88R	★								
89, derecho									
90, izquierdo									
X97									
X97E									
99C	★								
101	★								
150	★								
150A	★								
150AS	★								
150XAS									
150S	★								
150SR	★								
150K									
210H	★								
210S	★								
286	★								
300	★								
AF1	★								
AF150	★								
AFX67A									

FÓRCEPS INFERIORES

Modelos	Línea Presidencial	incisivos	caninos	premolares	primeros molares	segundos molares	terceros molares	raíces	pediátricos
X1CE									
X2CE									
X3CE									
3FS									
MD3									
MD4									
X13									
X13E									
16	★								
16M									
16S									
17	★								
X22									
X22E									
23	★								
23K									
23S									
X33									
X36E									
40									
46L									
62	★								
69	★								
X73									
X74									
X74N									
X79									
X79E									
X79CE									
X86AE									
101	★								
151	★								
151A	★								
151AS	★								
151XAS									
151S	★								
151SR	★								
151K									
203	★								
217									
222	★								
X233									
301									
AF151	★								
AF222	★								
AFX74N									

Nota: La mayoría de los fórceps de Hu-Friedy pueden encargarse con extremos aserrados.







GUÍA DE REFERENCIA SOBRE FÓRCEPS DE EXODONCIA

PUNTAS DE LOS FÓRCEPS

Las puntas de los fórceps de exodoncia cuentan con un diseño anatómico para adaptarse al diente a la altura de la línea cervical o por debajo de la misma. Por lo tanto, pueden usarse diseños cónicos, bifurcados o trifurcados según las características del diente o de las furcaciones. Muchas puntas tienen estrías, lo que permite un agarre adicional al extraer dientes.




Punta cónica



Puntas bifurcadas



Puntas trifurcadas



Punta con estrías

CUIDADO DE LOS FÓRCEPS DE HU-FRIEDY

Se deben seguir las siguientes indicaciones para que los fórceps funcionen y se conserven adecuadamente:

- Se debe realizar una limpieza profunda antes de esterilizarlos.
- Deben limpiarse y esterilizarse en posición abierta.

*Consulte la página A22 (Sección IMS) para obtener información sobre cómo usar los lubricantes para instrumentos en nuestros productos.

IMPORTANTE

- Utilice el lubricante para instrumental a fin de garantizar un funcionamiento más suave.
- Utilice el aceite penetrante para corregir la dureza de funcionamiento. Las manchas de óxido o sedimentos pueden limpiarse frotando ya que no penetran la superficie.
- Retire los fórceps del esterilizador mientras estén calientes.
- No permita que entren en contacto con agua o vapor de agua durante períodos prolongados.
- Seque los fórceps por completo.
- Mantenga los fórceps alejados de ácidos minerales potentes y sus vapores.



APLICADORES DE GASA




Aplicador de gasa
Hu-Friedy

| **GPHF6**

Mango: #6



| **GPHF**

Mango: #2



INSTRUMENTOS PARA INJERTOS

La amplia línea de instrumental para injertos de Hu-Friedy está meticulosamente fabricada de forma artesanal con dimensiones consistentes y precisas, y con el más fino acero inoxidable, lo que garantiza que puedan transportar y condensar el injerto en la zona quirúrgica.




PINZAS PARA HUESO



Pinza sujetadora para hueso cortical

| CBBC


Se utiliza para injertos. El tornillo cabe en la punta con muescas y el mecanismo de cierre automático dentado sujeta con firmeza el injerto.



Molino de hueso

| IMPBC

Crea partículas de aproximadamente 2 mm



INSTRUMENTOS PARA INJERTOS

INSTRUMENTOS PARA COLOCACIÓN DE MEMBRANAS



Instrumento para la colocación de membranas

| **PMPI6**

Mango: #6

| **PMPIX**

Mango: Línea Black Line

| **PMPI**

Mango: #2

Instrumento para la colocación de membranas modificado PMPI

| **PMP7002**

Mango: #6


Instrumento para la colocación de membranas Euwe

| **PMPIE**

Mango: #6

Estos instrumentos cuentan con una micropunta para poder colocar y manipular las membranas de manera precisa.

EMPACADORES / CONDENSADORES



Labanca,
3 x 1,5 mm

| **PLGLABANC6**

Mango: #6

| **PLGLABANCX**

Mango: Línea Black Line

4 Jovanovic,
3 mm

| **PLGJO/46**

Mango: #6

| **PLGJO/4**



Mango: #522

Empacador
óseo,
6-8 mm

| **BPACK**

Mango: #6

Los tornillos de fijación pueden colocarse con una pinza sujetadora para hueso cortical.



INSTRUMENTOS PARA TRANSPORTAR



Raspador
de hueso

| **RASP**
Mango: #6

Condensador
óseo Grisdale

| **PLGGR1**

Mango: #6

| **PLGGR1S6**

Mango: corto #6

| **PLGGR1X**

Mango: Línea Black Line

Condensador/
empacador
óseo

| **CSEUWES6**

Mango: #6



Cucharilla
para hueso
Jovanovic,
5 mm

| **BSJ05**

Mango: #510

Espátula
para injertos
óseos

| **IMP65226**

Mango: #6

| **IMP6522**


Mango: #10

La espátula grande
mide 10 x 25 mm y la
espátula pequeña,
5 x 21 mm.

Cucharilla para
hueso Labanca,
7 mm

| **CSLABANCA6**

Mango: #6



PINZAS HEMOSTÁTICAS

Las pinzas hemostáticas están elaboradas con acero inoxidable de grado quirúrgico y cumplen con especificaciones precisas. Incorporan un sistema de cierre de seguridad y diversos modelos de extremos de trabajo. Al tratarse de un instrumento multifunción, permite optimizar la eficacia clínica. Las pinzas hemostáticas de Hu-Friedy se utilizan para pinzar vasos sanguíneos, extraer ápices radiculares pequeños y sujetar objetos sueltos.




5
1 x 2,
recta
| H5
12,5 cm (5")




1
Kelly,
recta
| H1
14 cm (5")




2
Kelly,
curva
| H2
14 cm (5")






3
Halsted-Mosquito,
curva
| H3
12 cm (4")



4
Halsted-Mosquito,
recta
| H4
12 cm (4")







SONDAS PARA IMPLANTES

SONDAS PARA IMPLANTES

7-10-13-15-18 mm



Simion
| **IMPSIM36**
Mango: #6

8-10-12-14-16-18-20 mm




20 mm
| **PCP6500**
Mango: #30
| **PCP65006**
Mango: #6

INSTRUMENTOS PARA PILARES





1 Periostótomo
Zingheim
| **IPZ16**
Mango: #6
| **IPZ1**
Mango: #522



2 Guía para
implantes
Zingheim
| **IPZ2**
Mango: #522
| **IPZ26**
Mango: #6



3 Periostótomo
Zingheim
| **IPZ36**
Mango: #6
| **IPZ3**
Mango: #522



BISTURÍES

Los bisturíes periodontales de Hu-Friedy se fabrican con acero inoxidable de grado quirúrgico y están meticulosamente terminados de forma artesanal para garantizar bordes cortantes filosos que permitan realizar incisiones precisas y un recontorneado eficaz del tejido blando. Pueden incorporar hojas lanceoladas para extirpar tejido interproximal u hojas con forma ovalada para realizar incisiones iniciales en gingivectomías. Hu-Friedy ofrece una amplia variedad de bisturíes periodontales para diversos procedimientos quirúrgicos y periodontales.



7 Kramer-Nevins

| **KKN76**

Mango: #6

| **KKN7**

Mango: #4

Es un bisturí afilado reniforme, diseñado para desarrollar procedimientos rápidos de gingivectomía o gingivoplastia. Es ideal para reforzar y afinar incisiones de colgajos mesiodistales, diseñar excisiones en cuña distales y proximales, y retraer colgajos durante el desbridamiento.



11 Kramer-Nevins

| **KKN116**

Mango: #6

| **KKN11**

Mango: #4

Es un bisturí delgado y afilado con forma de bayoneta diseñado para realizar incisiones secundarias interproximales y circunferenciales en procedimientos de gingivectomía. Se utiliza también para la incisión y remoción del "collar" de tejido interproximal en procedimientos de posicionamiento de colgajos, y para remover la "cuña" en procedimientos de cuña distal y proximal.



15/16

| **KK15/169**

Mango: #9

| **KK15/166**

Mango: #6

| **KK15/16S6**

Mango: corto #6

| **KK15/16X**

Mango: Línea Black Line

| **KK15/16**

Mango: #4

15 Con extremo simple

| **KK156**

Mango: #6

| **KK15**

Mango: #24

16 Con extremo simple

| **KK166**


Mango: #6

| **KK16**

Mango: #24

Kirkland

Para la incisión inicial en bisel en procedimientos de gingivectomía o gingivoplastia. Es especialmente eficaz en la región retromolar.



1/2 Orban

| **K01/29**

Mango: #9

| **K01/26**

Mango: #6

| **K01/2**

Mango: #4

| **K01/2X**

Mango: Línea Black Line

1 Orban, con
extremo
simple

| **K016**

Mango: #6

| **K01**

Mango: #24

2 Orban,
con extremo
simple

| **K026**

Mango: #6

| **K02**

Mango: #24

1/2 Orban,
largo

| **K01/2IU6**

Mango: #6

| **K01/2IU**

Mango: #4

1/2 Allen
Orban

| **K01/2KPA3**

Mango: #4

Orban:

Cuenta con una hoja en ángulo y una unión funcional en contraángulo para uso en la región posterior.



1/2 Bisturí Allen Orban

Es un 30% más delgado que el Orban de tamaño estándar.

| **K012KP03A9**

Mango: #9

| **K012KP03A6**

Mango: #6

| **K012KP03AX**

Mango: Línea Black Line




1/2 Bisturí Allen Orban, redondo

| **K012KP03AR**

Mango: #6

| **K012KP03RX**

Mango: Línea Black Line





Bisturí Allen, para incisión intrasulcular

| **KPA**

Mango: #6

| **KPAX**

Mango: Línea Black Line



1 Reddy, delgado

| **KRDY1**



Mango: #6



2 Reddy, delgado

| **KRDY2**

Mango: #6



1/2 Sanders

| KS1/26

Mango: #6

| KS1/2

Mango: #4



1/2 Solt

| KSOLT1/26

Mango: #6

| KSOLT1/2

Mango: #4





USC Towner 19/20


| KUSC6

Mango: #6

| KUSC

Mango: #4





**1 Bisturí para
tunelización**

| **TKN1**

Mango: #6

| **TKN1S6**

Mango: corto #6

| **TKN1X**

Mango: Línea Black Line

| **TKN1SX**

Mango: Línea Black Line, corto

La unión funcional del TKN1 tiene un ángulo más pequeño; por lo tanto, es ideal para trabajos de tunelización en zonas menos complejas.



**2 Bisturí para
tunelización**

| **TKN2**

Mango: #6

| **TKN2S6**

Mango: corto #6

| **TKN2X**

Mango: Línea Black Line

| **TKN2SX**

Mango: Línea Black Line, corto

La unión funcional de radio pequeño del TKN2 permite efectuar incisiones en áreas convexas con entrantes relativamente grandes.



**Separador de
tejidos blandos
Steigmann**

| **TKSTEIG**


Mango: Liso




**Separador de
tejidos blandos
Steigmann,
modificado**

| **TKSTEIG2**

Mango: Liso



BISTURÍES PERIODONTALES



3/4 Buck

| **P3/46**

Mango: #6

| **KB3/4**

Mango: #4



5/6 Buck

| **KB5/66**

Mango: #6

| **KB5/6**

Mango: #4



CK-3 Crane-Kaplan

| **KCK36**

Mango: #6

| **KCK3**

Mango: #2



7 Goldman-Fox


| **KGF76**


Mango: #6

| **KGF7**

Mango: #4

Con unión funcional resistente. Posee hojas con una angulación especial para incisiones en bisel largas. La forma ovalada de la hoja permite usar la cara interna en la región retromolar.





8 Goldman-Fox

| **KGF86**

Mango: #6

| **KGF8**

Mango: #4

Con punta lanceolada. Para hacer cortes interdentarios después de la incisión inicial. Sentido de corte vestibulolingual. Hoja en ángulo para un manejo más sencillo.



9 Goldman-Fox

| **KGF96**

Mango: #6

| **KGF9**

Mango: #4

Combinación. Hoja lanceolada utilizada en la región mandibular desde una dirección posterior. Hoja en hoz modificada (alargada) utilizada para desbridamiento en la zona interdental.



11 Goldman-Fox

| **KGF116**

Mango: #6


| **KGF11X**

Mango: Línea Black Line

| **KGF11**

Mango: #4

Con punta lanceolada. Es similar al #8, pero con un mayor ángulo de las hojas para su uso en la región posterior.



MAZOS



1 Mead

| **MAL1**

Mango, 19 cm (7-1/2")


Acero inoxidable



Cabezales de recambio de nailon para mazo


| **PTNFM1**

Son resistentes a la esterilización por autoclave de vapor.



PORTAAGUJAS

Los portaagujas de la línea Perma Sharp® de Hu-Friedy incorporan insertos de carburo de tungsteno con un perfil piramidal pulido, lo que brinda una mayor duración, una sujeción firme y segura de la aguja y una disminución del riesgo de corte del material de sutura. Incluyen también una bisagra con un diseño preciso. La superficie lisa reduce el riesgo de contracción y/o corte del material de sutura mientras se realiza el suturado, hecho que aumenta la eficacia clínica. Para un control y agarre óptimos, Hu-Friedy ofrece una variedad de diseños que incluyen los cierres estándar, digitales y de control palmar.



PORTAAGUJAS MICROQUIRÚRGICOS



Micro Castroviejo,
recto

| **NH5020M**

14 cm (5-1/2")

La punta es más delgada que la del NH5020.

*5-0, 6-0, 7-0



Micro Castroviejo,
curvo

| **NH5021M**

14 cm (5-1/2")

La punta es más delgada que la del NH5021.

*5-0, 6-0, 7-0



(Cortellini)
Micro Castroviejo,
recto

| **NH5024CORT**

18 cm (7")

Mango redondo

La punta es más delgada que la del NH5024R.

*5-0, 6-0, 7-0, 8-0



Micro Castroviejo,
recto, con
revestimiento de
polvo de diamante

| **NHM-5025R**

15 cm (6")

Mango redondo

*5-0, 6-0, 7-0,
8-0, 9-0, 10-0



Micro Castroviejo,
recto, con
revestimiento de
polvo de diamante

| **NHM-5026R**

18 cm (7")


Mango redondo

*6-0, 7-0, 8-0, 9-0

*Tamaños de suturas recomendados

Los portaagujas microquirúrgicos disponen de un sistema de seguridad para garantizar una firme sujeción de la aguja. Esto permite guiar la aguja a través del tejido gingival grueso con una presión de agarre controlada.

PORTAAGUJAS



PORTAAGUJAS CASTROVIEJO



**Micro Castroviejo
curvo**

| **NHM-5027**

13 cm (5")

*6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, 11-0



**Micro Castroviejo
recto**

| **NHM-5028**

13 cm (5")

*6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0, 11-0



Castroviejo

| **NHCV**

14 cm (5-1/2")

| **NHCV18**

18 cm (7")

*5-0, 6-0, 7-0, 8-0




**Micro Castroviejo, recto,
con revestimiento de
polvo de diamante**

| **NHDPV**

Mango con diseño europeo

18 cm (7")

*6-0, 7-0, 8-0




**Micro Castroviejo, curvo,
con revestimiento de
polvo de diamante**

| **NHDCPV**

Mango con diseño europeo,
18 cm (7")

*6-0, 7-0, 8-0




**Micro Castroviejo, recto,
con revestimiento de
polvo de diamante**

| **NHDPVN**

Mango con diseño europeo,
18 cm (7")

*4-0, 5-0, 6-0




**Micro Castroviejo, curvo
con revestimiento de
polvo de diamante**

| **NHDCPVN**

Mango con diseño europeo,
18 cm (7")

*4-0, 5-0, 6-0




**Micro Castroviejo, recto de
titanio, con revestimiento
de polvo de diamante**

| **NHTMBH**



Mango con diseño europeo,
18 cm (7")

*6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0



PORTAAGUJAS PERMA SHARP®

Incorporan insertos de carburo de tungsteno con perfil piramidal pulido para una sujeción firme y segura de la aguja. De este modo es prácticamente imposible que la aguja gire o la sutura resbale.



Arruga, con
estrías

| NH5022

16 cm (6-1/4")

*5-0, 6-0, 7-0, 8-0



Webster, liso

| NH5030

11,5 cm (4-1/2")

*8-0, 9-0, 10-0



Derf

| NH5032

11,5 cm (4-1/2")

*3-0, 4-0, 5-0



Hegar-Baumgartner

| NH5034

14 cm (5-1/2")

*1-0, 2-0, 3-0, 4-0



Halsey

| NH5037

13 cm (5")

*3-0, 4-0, 5-0, 6-0



Crile-Wood

| NH5038

15 cm (6")

*3-0, 4-0, 5-0, 6-0



Mayo-Hegar

| NH5042

16 cm (6-1/4")

*1-0, 2-0, 3-0, 4-0




Mayo-Hegar

| NH5044

18 cm (7")


*1-0, 2-0, 3-0, 4-0

*Tamaños de suturas recomendados



PORTAAGUJAS CASTROVIEJO PERMA SHARP®

Se utilizan para sujetar y guiar la aguja en procedimientos de sutura.



Halsey, liso

| NH5036

13 cm (5")

*8-0, 9-0, 10-0



DeBakey, delicado

| NH5046

18 cm (7")

*4-0, 5-0, 6-0



Castroviejo, recto

| NH5020

14 cm (5-1/2")

*5-0, 6-0, 7-0



Castroviejo, recto

| NH5020R

14 cm (5-1/2")

Mango redondo

*5-0, 6-0, 7-0



Castroviejo, curvo

| NH5021

14 cm (5-1/2")

*5-0, 6-0, 7-0



Castroviejo, recto

| NH5024

18 cm (7")

*5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0



Castroviejo, recto

18 cm (7")

| NH5024R

Mango redondo

| NH5024RC

Mango redondo

Punta curva

*5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0



(Simion) Castroviejo, recto


| NH5024SIM

18 cm (7")

Mango redondo

La punta es más resistente que la del NH5024R.

*3-0, 4-0



**HMT
Puntas delgadas**

| NH5050

14 cm (5-1/2")

*4-0, 5-0, 6-0



Modelo fino Swedish

| NH5052

15 cm (6")

*5-0, 6-0, 7-0, 8-0



**Portaaguja/tijeras
Olsen-Hegar**

| NH5068

17 cm (6-3/4")

*3-0, 4-0, 5-0, 6-0



**Portaaguja/tijeras
Olsen-Hegar**

| NH5072

14 cm (5-1/2")

*3-0, 4-0, 5-0, 6-0



Mathieu-Kocher

| NH5074

14 cm (5-1/2")

*1-0, 2-0, 3-0, 4-0



Mathieu-Kocher

| NH5074E

14 cm (5"), con cierre interno

*1-0, 2-0, 3-0, 4-0



Mathieu
| **NH5076**
14 cm (5-1/2")
*1-0, 2-0, 3-0, 4-0



Modelo microvascular
| **NH5082**
15 cm (6")
*6-0, 7-0, 8-0



Modelo microvascular
| **NH5084**
18 cm (7")
*6-0, 7-0, 8-0



Mini-Ryder
| **NH5092**
15 cm (6")
*8-0, 9-0, 10-0



Mini-Ryder
| **NH5094**
18 cm (7")
*8-0, 9-0, 10-0



Lichtenberg
| **NHLBPSE**
17 cm (6-3/4")
*3-0, 4-0, 5-0



PORTAAGUJAS



Boynton
(Hu-Friedy)

| NHB

12 cm (4-3/4")

*8-0, 9-0, 10-0



Collier

| NHC

12 cm (4-3/4")

*3-0, 4-0, 5-0, 6-0



Crile-Wood,
ranurado

| NHCW

15 cm (6")

*3-0, 4-0, 5-0, 6-0



Derf,
ranurado

| NHD

12 cm (4-3/4")

*3-0, 4-0, 5-0, 6-0



Hegar-Baumgartner
(Gardner 5)

| NHHB

14,5 cm (5-3/4")

*1-0, 2-0, 3-0, 4-0



Mathieu
(Machatt)

| NHM

14 cm (5-1/2")

*1-0, 2-0, 3-0, 4-0



Mayo-Hegar
(Gardner 6),
ranurado

| NHMH

16 cm (6-1/4")

*1-0, 2-0, 3-0, 4-0



Portaagujas/tijeras
Olsen-Hegar

| NHOH

17 cm (6-3/4")

*3-0, 4-0, 5-0, 6-0



Webster, liso



| NHW

13,25 cm (5-1/2")

*8-0, 9-0, 10-0

*Tamaños de suturas recomendados

La mayoría de los portaagujas de Hu-Friedy cuentan con sistema de cierre con múltiples posiciones que permite controlar la presión de agarre y realizar una apertura suave.



OSTEÓTOMOS

Hu-Friedy ofrece una amplia línea de osteótomos fabricados con acero inoxidable quirúrgico a fin de lograr una mayor duración y resistencia a la corrosión. Los osteótomos de Hu-Friedy están diseñados para separar o esparcir el hueso. Se encuentran disponibles con mangos intercambiables y grandes.

KIT DE INSTRUMENTOS PARA OSTEOTOMÍA

Kit de instrumentos para osteotomía

Kit completo de 25 puntas intercambiables y un mango universal que facilita el procedimiento de elevación de seno cerrado

Casete Signature Series® para el kit de osteotomía

Osteótomo con punta cónica convexa, recto, 2,7 mm

Osteótomo con punta cónica convexa, recto, 3,2 mm

Osteótomo con punta cónica convexa, recto, 3,7 mm

Osteótomo con punta cónica convexa, recto, 4,2 mm

Osteótomo con punta cónica convexa, recto, 5,0 mm

Osteótomo con punta cónica convexa, angulado, 2,7 mm

Osteótomo con punta cónica convexa, angulado, 3,2 mm

Osteótomo con punta cónica convexa, angulado, 3,7 mm

Osteótomo con punta cónica convexa, angulado, 4,2 mm

Osteótomo con punta cónica convexa, angulado, 5,0 mm

Osteótomo con punta cónica cóncava, recto, 2,7 mm

Osteótomo con punta cónica cóncava, recto, 3,2 mm

Osteótomo con punta cónica cóncava, recto, 3,7 mm

Osteótomo con punta cónica cóncava, recto, 4,2 mm

Osteótomo con punta cónica cóncava, recto, 5,0 mm

Osteótomo con punta cónica cóncava, angulado, 2,7 mm

Osteótomo con punta cónica cóncava, angulado, 3,2 mm

Osteótomo con punta cónica cóncava, angulado, 3,7 mm

Osteótomo con punta cónica cóncava, angulado, 4,2 mm

Osteótomo con punta cónica cóncava, angulado, 5,0 mm

Condensador óseo con punta ligeramente convexa, recto, 2,7 mm

Condensador óseo con punta ligeramente convexa, recto, 3,2 mm

Condensador óseo con punta ligeramente convexa, recto, 3,7 mm

Condensador óseo con punta ligeramente convexa, recto, 4,2 mm

Condensador óseo con punta ligeramente convexa, recto, 5,0 mm

Condensador óseo con punta ligeramente convexa, angulado, 2,7 mm

Condensador óseo con punta ligeramente convexa, angulado, 3,2 mm

Condensador óseo con punta ligeramente convexa, angulado, 3,7 mm

Condensador óseo con punta ligeramente convexa, angulado, 4,2 mm

Condensador óseo con punta ligeramente convexa, angulado, 5,0 mm

Mango para osteótomo intercambiable

| BONEKIT

| IMDINOST

| OSTMSP27

| OSTMSP32

| OSTMSP37

| OSTMSP42

| OSTMSP50

| OSTMSP27A

| OSTMSP32A

| OSTMSP37A

| OSTMSP42A

| OSTMSP50A

| OSTMSH27

| OSTMSH32

| OSTMSH37

| OSTMSH42

| OSTMSH50

| OSTMSH27A

| OSTMSH32A

| OSTMSH37A

| OSTMSH42A

| OSTMSH50A

| OSTMPU27

| OSTMPU32

| OSTMPU37

| OSTMPU42

| OSTMPU50

| OSTMPU27A


| OSTMPU32A


| OSTMPU37A

| OSTMPU42A

| OSTMPU50A

| OSTMGRIFF





Kit de instrumentos
para osteotomía

| BONEKIT



Mango intercambiable
para osteótomo

| OSTMGRIFF

Osteótomos - con punta cónica convexa, rectos

Desarrollados para condensar la parte lateral del hueso con la técnica de elevación de seno cerrada. El diseño de la punta permite la inserción de implantes con simetría rotacional (3,3 - 6,5 mm) en estructuras óseas blandas. La punta redonda minimiza el riesgo de perforación cuando se levanta la membrana de Schneider.

2,7 mm 3,2 mm 3,7 mm 4,2 mm 5,0 mm



2,7 mm | OSTMSP27

3,2 mm | OSTMSP32

3,7 mm | OSTMSP37


4,2 mm | OSTMSP42

5,0 mm | OSTMSP50

Osteótomos - con punta cónica convexa, angulados

Están diseñados específicamente para procedimientos de elevación de seno cerrados en la zona lateral del maxilar o en zonas maxilares de difícil acceso.

2,7 mm 3,2 mm 3,7 mm 4,2 mm 5,0 mm




2,7 mm | OSTMSP27A

3,2 mm | OSTMSP32A

3,7 mm | OSTMSP37A

4,2 mm | OSTMSP42A

5,0 mm | OSTMSP50A



Osteótomos - Condensadores óseos, con punta ligeramente convexa, rectos

Están diseñados para condensar el material óseo y el hueso autólogo debajo del seno. Reducen el riesgo de perforación de la membrana mucosa en procedimientos de elevación de seno.

2,7 mm 3,2 mm 3,7 mm 4,2 mm 5,0 mm



2,7 mm | **OSTMPU27**

3,2 mm | **OSTMPU32**

3,7 mm | **OSTMPU37**


4,2 mm | **OSTMPU42**

5,0 mm | **OSTMPU50**

Osteótomos - Condensadores óseos, angulados

Están diseñados para condensar el material óseo y el hueso autólogo debajo del seno. Reducen el riesgo de perforación de la membrana mucosa en procedimientos de elevación de seno.

2,7 mm 3,2 mm 3,7 mm 4,2 mm 5,0 mm



2,7 mm | **OSTMPU27A**

3,2 mm | **OSTMPU32A**

3,7 mm | **OSTMPU37A**

4,2 mm | **OSTMPU42A**

5,0 mm | **OSTMPU50A**

Osteótomos - punta cónica cóncava, rectos

Permiten transportar material óseo desde la cavidad implantaria o condensarlo en dirección apical.

2,7 mm 3,2 mm 3,7 mm 4,2 mm 5,0 mm



2,7 mm | **OSTMSH27**

3,2 mm | **OSTMSH32**

3,7 mm | **OSTMSH37**

4,2 mm | **OSTMSH42**

5,0 mm | **OSTMSH50**

Osteótomos - punta cónica cóncava, angulados

Permiten transportar material óseo desde la cavidad implantaria o condensarlo en dirección apical.

2,7 mm 3,2 mm 3,7 mm 4,2 mm 5,0 mm




2,7 mm | **OSTMSH27A**

3,2 mm | **OSTMSH32A**

3,7 mm | **OSTMSH37A**

4,2 mm | **OSTMSH42A**

5,0 mm | **OSTMSH50A**



OSTEÓTOMOS

7-10-13-15-18 mm



Osteótomo,
4 mm, recto
| OSS6518S

7-10-13-15-18 mm



Osteótomo,
4 mm, curvo
| OSS6519CS

7-10-13-15-18 mm



Osteótomo,
7,5 mm, recto
| OSS6520S


7-10-13-15-18 mm





Osteótomo,
7,5 mm, curvo
| OSS6521CS



Osteótomo Jovanovic
6 mm
| OSTJ08





7-10-13-15-18 mm



1
Osteótomo,
2,7 mm
| OSTPAL1

7-10-13-15-18 mm



2
Osteótomo,
3,2 mm
| OSTPAL2

7-10-13-15-18 mm




3
Osteótomo,
3,7 mm
| OSTPAL3

7-10-13-15-18 mm



4
Osteótomo,
4,2 mm
| OSTPAL4



PERIOSTÓTOMOS

Los periostótomos de Hu-Friedy están fabricados artesanalmente con Immunity Steel a fin de garantizar una resistencia óptima y evitar la corrosión. Cuentan con bordes cortantes precisos para lograr un óptimo levantamiento del tejido con el mínimo trauma posible. Están disponibles en varios diseños. Los periostótomos de Hu-Friedy garantizan un acceso óptimo y eficacia clínica durante procedimientos quirúrgicos y periodontales.



9 Molt
| **P96**
Mango: #6
| **P9X**
Mango: Línea Black Line
| **P9**
Mango: #522



P9/PA6
| **P9/PA6**
Mango: #6
| **P9/PA**
Mango: #522



1 Hopkins
| **P1H6**
Mango: #6
| **P1**
Mango: #522





Demirel
| **PDEMIRELS6**
Mango: #6



Periostótomo Williger
| **PWILL**

Se utilizan para levantar y retraer el mucoperiostio. Todos los periostótomos incorporan el mango que se ilustra, a menos que se listen opciones adicionales.



2 Hopkins
| P26
Mango: #6
| P2
Mango: #522



3 Mead
| P36
Mango: #6
| P3
Mango: #522



5 Molt
| P5
Mango: #502



8D
| P8D6
Mango: #6
| P8D
Mango: #522




9H Howard
| P9H6
Mango: #6
| P9H
Mango: #522



9A Allen
| P9A6
Mango: #6
| P9A
Mango: #522

El orificio permite sostener el tejido mientras se sutura.



PERIOSTÓTOMOS



10 OHL
| P10



12S
Bennett
| P12S6
Mango: #6
| P12S
Mango: #522




14
Goldman-Fox
| P146
Mango: #6
| P14
Mango: #2





15
Freer, curvo
| P156
Mango: #6
| P15
Mango: #522
21,5 cm (8-1/2")



16 Freer,
con curva
pronunciada
| P166
Mango: #6
| P16
Mango: #522
21,5 cm (8-1/2")





20
Hirschfield
| P206
Mango: #6
| P20
Mango: #2



20 Sicilia
| P20SIC6
Mango: #6
| P20SIC
Mango: #2




23 Seldin
| P23




23 Seldin,
estriado
| PH1




24G
| P24GSP6
Mango: #6
| P24G
Opciones de mango:
#2, #4
| P24GSP
Mango: #5





PERIOSTÓTOMOS



Simion
| PP5590SIM
Mango: #6



24G
Sicilia
| P24GSIC6
Mango: #6
| P24GSIC
Mango: #522
Modificación
del P24




149
| P1496
Mango: #6
| P149
Mango: #522



Benque
| PBQ6
Mango: #6
| PBQ
Mango: #522



Freer, nasal
| PFN






1 Woodson
| **PFIWDS16**
Mango: #6
| **PFIWDS1**
Mango: #41



Grisdale
| **PGR1**
Mango: #6




2 Hourigan
| **PH26M**
Mango: #6
| **PH26**
Mango: #6
| **PH2**
Mango: #41
Con acabado mate



1 Kramer-Nevins
| **PKN16**
Mango: #6
| **PKN1**
Mango: #41



152 Kramer-Nevins
| **PKN1526**
Mango: #6
| **PKN152X**
Mango: Línea Black Line
| **PKN152SX**
Mango: Línea Black Line, corto
| **PKN152**
Mango: #2



PERIOSTÓTOMOS



152
Kramer-Nevins, romo
| **PKN1526**
Mango: #6
| **PKN152S6**
Mango: Corto #6
| **PKN152X**
Mango: Línea Black Line
| **PKN152SX**
Mango: Línea Black Line, corto



PR-3 Prichard
| **PPR36**
Mango: #6
| **PPR3S6**
Mango: Corto #6
| **PPR3X**
Mango: Línea Black Line
| **PPR3**
Mango: #522
| **PPR3S**
Mango: Corto #522




3/9A
| **PPR3/9A6**
Mango: #6
| **PPR3/9A**
Mango: #522



1 Labanca
| **PPLABANCA6**
Mango: #6
| **PPLABANCA**
Mango: #10



2 Labanca
modificado
| **PPLABANC26**
Mango: #6
| **PPLABANCA2**
Mango: #41



Buser
| **PPBUSER6**
Mango: #6
| **PPBUSERX**
Mango: Línea Black Line
| **PPBUSERSX**
Mango: Línea Black Line,
corto
| **PPBUSER**
Mango: #10



Allen
| **PPAEL**
Mango: #6
| **PPAELS6**
Mango: Corto #6
| **PPAELX**
Mango: Línea Black Line
| **PPAELSX**
Mango: Línea Black Line,
corto




Allen, anterior
| **PPAELA**
Mango: #6
| **PPAELAS6**
Mango: Corto #6
| **PPAELAX**
Mango: Línea Black Line
| **PPAELASX**
Mango: Línea Black Line,
corto




25
| **PP25**



4 Hoexter
| **HOEXTER4**
Mango: #6



PERIOSTÓTOMOS



Spahr, papilar
| **PPSPAHR6**
Mango: #6



Misch, D/I
| **PP5504**
Mango: #510




1 Trombelli
| **PTROM16**
Mango: #6




Separador
de periostio
Steigmann
| **PPSTEIG**
Mango: Liso



Elevador de
periostio
Allen,
posterior
| **PPAELP**
Mango: #6





PERIÓTOMOS

Los periótomos de Hu-Friedy tienen como objetivo facilitar la extracción de piezas causando el mínimo daño posible en el hueso alveolar adyacente mediante el corte del ligamento periodontal con hojas filosas y delgadas. Los periótomos de Hu-Friedy están fabricados a mano con Immunity Steel, y están diseñados de manera que las hojas están fijadas al mango en forma permanente. Fueron diseñados para optimizar la conservación del filo y su duración.

PERIÓTOMO INTERCAMBIABLE

- Las hojas delgadas y filosas están disponibles en cuatro diseños para cortar el ligamento periodontal con facilidad.
- Cuentan con un mango de diámetro grande que ofrece mayor ergonomía y sensibilidad táctil, como así también un óptimo desempeño clínico.
- Son de larga duración y resistentes a la corrosión debido a que están fabricados artesanalmente con el acero inoxidable quirúrgico más fino.



Punta para periótomo intercambiable, recta y ancha

| PTI7



Punta para periótomo intercambiable, recta y delgada

| PTI8




Punta para periótomo intercambiable, angulada

| PTI9



Punta para periótomo intercambiable, mesial/distal, angulada

| PTI10




Mango intercambiable para periótomo

| PTIH



Kit de periótomos intercambiables

| PTIKIT

El kit incluye un mango, los cuatro diseños de puntas para periótomos y un soporte para fresas IMS (IMS-1372TH).



PERIÓTOMOS - ESTÁNDAR



Cuenta con hojas anguladas para el uso anterior y posterior.



1 Posterior

| **PT1**

Mango: #6

| **PT1X**

Mango: Línea
Black Line



2 Anterior

| **PT2**

Mango: #6

| **PT2X**

Mango: Línea
Black Line



3 Posterior,
derecho

| **PT3**

Mango: #6

| **PT3X**

Mango: Línea
Black Line



4 Posterior,
izquierdo

| **PT4**

Mango: #6

| **PT4X**

Mango: Línea
Black Line



5 Anterior,
angulado

| **PT5**

Mango: #6

| **PT5X**

Mango: Línea
Black Line



6 Anterior,
recto

| **PT6**

Mango: #6

| **PT6X**

Mango: Línea
Black Line



Wise

| **PEREUR6**


Mango: #6

| **PEREURX**

Mango: Línea
Black Line

Se utilizan para retraer los colgajos mucoperiosticos, las mejillas, los labios o la lengua alejados del campo quirúrgico.

RETRACTORES Y ABREBOCAS



RETRACTORES DE MEJILLAS



Bishop
| CRB



Black
| CRBL



Columbia
| CRC



Urban
| CRURBAN



Universidad de Minnesota
| CRM



Cawood Minnesota
| CRM2



Minnesota, dentado
| CRMT



Simion
| CRMS



Retractor Farabeuf
| TRFB



RETRACTORES DE MEJILLAS (CONTINUACIÓN)



Retractoires maleables
Labanca, juego de 3
unidades

| CRLABANCA



Retractoires Orringer

| CR02

Mediano

| CR03

Grande

Para efectuar retracciones sin
utilizar las manos



Retractoires
plásticos

| CRPA

Para adultos (paquete de 2
unidades)

| CRPC

Para niños (paquete de 2
unidades)



Shuman,
para
adultos

| CRSA



Retractor
de mejillas y lengua
Weider

| CRW1

Pequeño, izquierdo

| CRW2

Grande, derecho

RETRACTORES



Retractor
para
implantes

| IR
23 cm (9")



Retractor
Middeldorp

| RSMID1



Retractor
quirúrgico,
con dirección
hacia abajo,
curvo

| SR1
7 x 25 mm

| SR2
10 x 42 mm

| SR3
12 x 55 mm




8 Retractor
quirúrgico

| SR8



9 Retractor
Ramus

| SR9



RETRACTORES Y ABREBOCAS

RETRACTORES DE TEJIDOS



Retractor de seno

| **SGRT**

Mango: #504



Retractor de seno Brener

| **SGRTB**

Mango: #510



50 Retractor acanalado

| **SR50**

16,5 cm (6-1/2")



Retractor Desmarres Chalazion, mediano

| **SRC3M**

9 cm (3-1/2")



Retractor de seno Misch 10

| **SRM10**

Mango: #504



Retractor de seno Misch 15

| **SRM15**

Mango: #504

RETRACTORES AUSTIN



1 Austin, izquierdo

| **TRA1**

2 Austin, derecho

| **TRA2**

RETRACTORES HENAHAN



1 Henahan, izquierdo

| **TRH1**

Mango: #504



2 Henahan, medio

| **TRH2**

Mango: #504



3 Henahan, derecho

| **TRH3**


Mango: #504

(sin ilustración)

2/3 Derecho


| **TRH2/3**

Mango: #522



Se utilizan para mantener la boca abierta mientras se realizan procedimientos de exodoncia y para reducir el traumatismo de la ATM en pacientes sedados.

ABREBOCAS



Markel, para adultos, sin látex
| **MP54**



Markel, para niños,
sin látex
| **MP52**




Markel, para niños pequeños,
sin látex
| **MP48**

Todos los abre bocas vienen en paquetes de 2 unidades.



ABREBOCAS



Abrebocas

Molt, para adultos, grande | **MGA**

Molt, para niños, mediana | **MGC**

Molt, para bebés, pequeña | **MGI**

El diseño de la rueda dentada facilita el agarre evitando el deslizamiento.


Topes de recambio de silicona

Para adultos, grande | **PTRTA**

Para niños, mediano | **PTRTC**



Para bebés, pequeño | **PTRTI**

Sin látex



RONGEURS

Estos instrumentos están fabricados con material de la más alta calidad a fin de ofrecer un mejor desempeño y una mayor longevidad. Hu-Friedy ofrece una amplia variedad de Rongeurs, con extremos de corte completamente redondos, extremos de corte estándar y extremos de corte lateral. Se utilizan para recortar el hueso alveolar o modificar su contorno, y para extirpación de grandes fragmentos de tejido.



1 Hu-Friedy
| **R1**
16,5 cm (6-1/2")



1A Mead
| **R1A**
16,5 cm (6-1/2")



3H Dean
| **R3H**
17 cm (6-3/4")



4 Cleveland
| **R4**
14 cm (5-1/2")



4A Cleveland
| **R4A**
17 cm (6-3/4")



5 Cleveland, corte lateral
| **R5**
17 cm (6-3/4")



5S Cleveland, corte lateral
| **R5S**
15 cm (6")



15 Hu-Friedy
| **R15**
16,5 cm (6-1/2")



18 Hu-Friedy, corte lateral
| **R18**
16,5 cm (6-1/2")



Kramer-Nevins
| **RKN**
14,5 cm (5-3/4")

BLUMENTHAL



Blumenthal,
estándar de 30°
| **RBL**
14,5 cm (5-3/4")



Blumenthal
de 45°
| **RBL45**
14,5 cm (5-3/4")



Blumenthal de
90°
| **RBL90**
14,5 cm (5-3/4")

FRIEDMAN

Las puntas pequeñas se utilizan en zonas de acceso limitado y sirven para cortar tejidos fibrosos o pequeñas espículas óseas.



Friedman
| **RF**
14 cm (5-1/2")



Mini Friedman
| **RMF**
14,5 cm (5-3/4")



Mini
Friedman
de 90°
| **RMF90**
14,5 cm (5-3/4")

CON DOBLE ACCIÓN Y BISAGRA



18M doble
acción,
corte lateral
| **R18M**
17 cm (6-7/8")



Beyer,
doble acción
| **RBEY**
18 cm (7")



Boehler,
doble acción
| **RBOE**
16 cm (6-1/4")

PINZA CORTA



Rongeur Kerrison, corto,
3 mm
| **RKSN**
Se utiliza para ensanchar
la cavidad del seno maxilar.


Los Rongeurs de bisagrados de doble acción trabajan con una palanca aumentada, por lo que requieren de menos esfuerzo manual, facilitando así el contorno de hueso y disminuyendo el tiempo de trabajo.





APICAL




DAVIS







HEIDBRINK



Los elevadores de raíces Heidbrink están diseñados para procedimientos delicados de extracción de raíces. Están disponibles también en un modelo "resistente" para procedimientos de remoción de ápices radiculares más sustanciales. Agregue una "H" luego del código de la pieza si desea el modelo más robusto.



ELEVADORES DE RAÍCES




HOWARD

Tienen un diseño ligeramente más robusto que los elevadores Heidbrink.




1 Howard
| **EH01**
Mango: #502



2 Howard
| **EH02**
Mango: #502

3 Howard
| **EH03**
Mango: #502



4 Howard
| **EH04**
Mango: #502

5 Howard
| **EH05**
Mango: #502




2/3
Howard
| **EH02/36**
Mango: #6
| **EH02/3**
Mango: #522



RAF1
modificado
| **ERAF1**
Mango: #504



RAF3
modificado
| **ERAF3KA**
Mango: #504




WEST



1 West
| EWS16
Mango: #6
| EW1
Mango: #1

Par sugerido



2 West
| EW26
Mango: #6
| EW2
Mango: #1

3 West
| EW36
Mango: #6
| EW3
Mango: #1



4 West
| EW46
Mango: #6
| EW4
Mango: #1

Par sugerido





5 West
| EW56
Mango: #6
| EW5
Mango: #1

6 West
| EW66
Mango: #6
| EW6
Mango: #1

TABLA DE REFERENCIA PARA ELEVADORES DE RAÍCES


MODELO	incisivos	caninos	premolares	primeros molares	segundos molares	terceros molares	apicales	raíces	maxilares	mandibulares
EHB1	●	●	●				●	●	●	
EHB2				●	●	●	●	●	●	●
EHB3				●	●	●	●	●	●	●
EHB4				●	●	●	●	●	●	●
EHB5				●	●	●	●	●	●	●
EHB13/14				●	●	●	●	●	●	●
E9	●	●	●				●		●	
E9R			●	●	●	●	●	●	●	●
E9L			●	●	●	●	●	●	●	●
EW1	●	●					●		●	
EW2			●	●	●	●	●		●	●
EW3			●	●	●	●	●		●	●
EW4	●	●					●	●	●	●
EW5				●	●	●	●	●	●	●
EW6				●	●	●	●	●	●	●
EH01	●	●					●	●	●	
EH02			●	●	●	●	●	●	●	●
EH03			●	●	●	●	●	●	●	●
EH04			●	●	●	●	●	●	●	●
EH05			●	●	●	●	●	●	●	●
EH02/3				●	●	●	●	●	●	●
ED1	●	●					●		●	
ED2			●	●	●	●	●	●	●	●
ED3			●	●	●	●	●	●	●	●
ED4			●	●	●	●	●	●	●	
ED8			●	●	●	●	●		●	
ED9			●	●	●	●	●		●	
ED10			●	●	●	●	●		●	●
ED11			●	●	●	●	●	●	●	●
E94			●	●	●	●	●	●	●	●
E95			●	●	●	●	●	●	●	●





MANGOS Y HOJAS DE BISTURÍ

Los mangos de los bisturíes de Hu-Friedy incorporan diseños balanceados y están fabricados con acero inoxidable quirúrgico de la más alta calidad para brindar un control óptimo y una mayor duración. Además de las hojas de bisturí quirúrgicas, que están fabricadas artesanalmente con los materiales más finos para brindar mayor resistencia y duración, Hu-Friedy ofrece hojas de bisturí para microcirugía y con diseños estándar a fin de satisfacer las necesidades procedimentales y las del especialista.



REMOVEDOR DE HOJAS DE BISTURÍ



Removedor de hojas de bisturí

| 10-199-00

Es compatible con todos los tipos de hojas. Permite remover la hoja del mango del bisturí de una manera segura y simple.

HOJAS DE BISTURÍ ESTÉRILES

Vienen empacadas por unidad y esterilizadas. Se venden en envases dispensadores que incluyen 100 hojas.



11

| 10-255-11

Acero al carbono

| 40-811

Acero inoxidable de grado quirúrgico



12

| 10-255-12

Acero al carbono

| 40-812

Acero inoxidable de grado quirúrgico



12D

| 10-256-12

Acero al carbono

| 40-812B

Acero inoxidable de grado quirúrgico
Doble filo



15

| 10-255-15

Acero al carbono

| 40-815

Acero inoxidable de grado quirúrgico



15C

| 10-256-15

Acero al carbono

| 40-815C

Acero inoxidable de grado quirúrgico



25

| 10-255-25

Acero al carbono

| 40-825

Acero inoxidable de grado quirúrgico

Nota: Debe utilizarse con el mango N.º 4 (10-100-04).

HOJAS DE BISTURÍ MINI

Vienen empaçadas por unidad y esterilizadas.
Se venden en cajas de 12 unidades.



Mini:
Puntiguda,
de radio
completo
| MB63



Mini:
Con filo único
| MB64



Mini:
Con filo
curvo
| MB67



Mini:
Punta redonda,
de radio
completo
| MB69



Micro: Con
fillo único
| MIM64



Llave MBW (para
ajustar las hojas de
bisturí mini y micro
mini al mango del
bisturí)
| MBW

MANGOS DE BISTURÍ



N.º 5
| 10-130-05
Los mangos
de bisturí
con forma de
bolígrafo están
delicadamente
balanceados,
y son fáciles de
girar y maniobrar
en zonas de
difícil acceso.



N.º 5EM
Estilo
europeo
| 10-130-05E



N.º 5EM
Estilo europeo
| 10-130-5EM
Con acabado mate




N.º 5A
| 10-130-05A
Está diseñado
con un ángulo
inclinado para las
zonas posteriores
y palatinas.



N.º 5D1
| 1013005D1
Posee doble hoja
con un ancho de
1 mm entre cada
una.

N.º 5D
| 10-130-05D
Posee doble hoja
con un ancho
de 1,5 mm entre
cada una.


Los mangos de bisturí con forma de bolígrafo y estilo europeo están delicadamente balanceados, y son fáciles de girar y maniobrar en zonas de difícil acceso.



MANGOS Y HOJAS DE BISTURÍ



N.º 3
| 10-130-03
Estilo Bard
Parker con
regla métrica



N.º 4
| 10-100-04



N.º 7
| 10-130-07



N.º 7K
| 10-130-07K



Mango de bisturí
universal de 360°
| K360


Puede utilizarse con cualquier hoja de bisturí estándar, pues se puede ajustar completamente a la dirección y al ángulo del borde cortante. Totalmente orientable (360°).




Mango para hojas Paquette
| KPQ

Para cirugía palatina y demás técnicas que requieran la hoja arqueada. Cuenta con un mecanismo mejorado de sujeción para hojas arqueadas, introducido originalmente por Uohara-Federbusch. Se utiliza la mitad de una hoja de doble filo. Nota: Hu-Friedy no incluye las hojas.





MANGOS PARA HOJAS DE BISTURÍ MINI Y ESPEJOS



3K Mango para
hojas de bisturí
mini

| 1-015



#7 Mango para
hojas de bisturí
mini y espejos

| 10-130-70

Llave para hojas
disponible (MBW)



#8 Mango para
hojas de bisturí
mini y espejos

| 10-130-08

Llave para hojas
disponible (MBW)



Mango para
hojas de bisturí
mini y espejos,
acero inoxidable

| SHDPV


Cuenta con un
dispositivo
de ajuste de hoja
incorporado.




Mango para hojas
de bisturí mini y
espejos, titanio

| SHTMBH



Cuenta con un
dispositivo
de ajuste de hoja
incorporado.





TIJERAS

Las tijeras de Hu-Friedy están disponibles en las líneas Perma Sharp®, Super-Cut y estándar. Están fabricadas con acero inoxidable quirúrgico templado, lo que permite ofrecer hojas de corte de mayor duración y resistentes a la corrosión. Sus diseños cumplen con especificaciones precisas a fin de brindar un control óptimo y balanceado. Hu-Friedy ofrece una amplia variedad de tijeras: para microcirugía, para suturas, para vendajes y apósitos, para cirugía general, y las de la línea Crown and Gold.




TIJERAS PARA MICROCIURUGÍA

El diseño exclusivo permite efectuar cortes sumamente suaves de tejidos delgados y gruesos con reducción del traumatismo.




31 Castroviejo,
curvo, acero
inoxidable

| S31
10 cm (4")




Castroviejo,
curvo, acero
inoxidable

| SPV
18 cm (7")
Mango con
diseño europeo



Micro
Castroviejo
curvo, de
titanio

| STMBH
18 cm (7")
Mango
con diseño
europeo



OPCIONES DE TIJERAS

Las tijeras de Hu-Friedy están disponibles en los siguientes estilos:

PERMA SHARP®

Los bordes cortantes incorporan insertos de carburo de tungsteno adheridos al acero inoxidable de grado quirúrgico, lo que ofrece cortes suaves y controlados, y máxima durabilidad.

SUPER-CUT

La hoja de corte está afilada como una cuchilla de afeitar, mientras que la hoja opuesta está finamente dentada para evitar que el tejido resbale.

LÍNEA ESTÁNDAR

Una amplia variedad de hojas de corte para satisfacer un amplio abanico de necesidades.




Kelly,
curva

| S5001

16 cm (6-1/4")

1 hoja dentada



Kelly, recta

| S5002

16 cm (6-1/4")

1 hoja dentada



Dean

| S5009

16,5 cm (6-1/4")

1 hoja dentada




Locklin,
curva

| S5011

16,5 cm (6-1/2")

1 hoja dentada




Locklin, recta

| S5012

16,5 cm (6-1/2")

1 hoja dentada





METZENBAUM



Metzenbaum,
recta,
roma
| S5054
14,5 cm (5-1/2")



Metzenbaum,
curva,
roma
| S5055
14,5 cm (5-1/2")



Metzenbaum, con
punta
recta
| S5056
14,5 cm (5-1/2")



Metzenbaum,
con punta
curva
| S5057
14,5 cm (5-1/2")




Goldman-Fox,
recta
| S5080
13 cm (5")
1 hoja dentada. Puntas
cónicas para uso
interproximal.




Goldman-Fox,
curva
| S5081
13 cm (5")
1 hoja dentada. Puntas
cónicas para uso
interproximal.



Iris,
recta
| S5082
11,5 cm (4-1/2")
No dentada



Iris,
curva
| S5083
11,5 cm (4-1/2")
No dentada



Metzenbaum,
delicada,
curva,
roma
| S5069
18 cm (7")




Para corte de
alambres, con
muesca
| S5095
12 cm (4-3/4")
1 hoja dentada



8 Quinby,
curva
| S8
12,5 cm (5")
No dentada



9 Dean
| S9
16,5 cm (6")
1 hoja dentada



11 Locklin,
curva
| S11
16 cm (6-1/4")
1 hoja dentada



12 Locklin
| S12
16 cm (6-1/4")
1 hoja dentada



15 Sullivan
| S15
14 cm (5")
1 hoja dentada



21
Con punta
recta
| S21
14,5 cm (5-3/4")



22
Recta con una
hoja roma y
otra puntiaguda
| S22
14,5 cm (5-3/4")



23
Curvas y
puntiagudas
| S23
14,5 cm (5-3/4")



Para
estrabismo
y tenotomía,
recta
| S40
11,5 cm (4")

TIJERAS PARA VENDAJES Y APÓSITOS




TIJERAS PARA SUTURAR



TIJERAS SUPER-CUT

- El diseño exclusivo permite efectuar cortes de tejidos delgados y gruesos de forma extremadamente fácil.
- La hoja de corte está afilada como una cuchilla de afeitar, mientras que la hoja opuesta está finamente dentada para evitar que el tejido resbale.
- Fabricadas con acero inoxidable quirúrgico especialmente templado para un filo más duradero y una elevada resistencia a la corrosión.
- Un único ojo de color dorado en el mango permite identificarlas con facilidad.
- Las tijeras Super-Cut son ideales para hacer cortes en la zona interproximal.






LÍNEA CROWN AND GOLD






Crown &
Gold, curva
| SCGC
12 cm (4-3/4")



Crown &
Gold,
curva,
pediátrica
| SCGCP
9 cm (3-1/2")



Crown &
Gold, recta
| SCGS
12 cm (4-3/4")



Tijera Cortellini,
curva
12 cm (4 3/4")
| SCORTSC
Super-Cut con 1 hoja
dentada
| SCORT




16 Goldman-Fox
12,5 cm (5")
| S16SC
Super-Cut con 1 hoja
dentada
| S16
1 hoja dentada.
Hojas cónicas y
puntiagudas para
uso interproximal.




17 Iris, recta/
delicada
11,5 cm (4-1/2")
| S17SC
Super-Cut con 1
hoja dentada
| S17



18 Iris, curva/
delicada
11,5 cm (4-1/2")
| S18SC
Super-Cut con 1
hoja dentada
| S18





TIJERAS

La hoja dentada sujeta e impide que los tejidos o las suturas se resbalen.



1 Kelly, con punta curva
| S1
16 cm (6-1/4")
1 hoja dentada



Kelly, con punta curva
| S1L
18 cm (7")
1 hoja dentada



2 Kelly, con punta recta
| S2
16 cm (6-1/4")
1 hoja dentada



Kelly, con punta recta
| S2L
18 cm (7")
1 hoja dentada



3 Mayo, curva, roma
| S3
14,5 cm (5-3/4")



4 Mayo, recta, roma
| S4
14,5 cm (5-3/4")



5 Wagner, con punta recta
| S5
11,5 cm (4-1/2")
1 hoja dentada




6 Wagner, con punta curva
| S6
11,5 cm (4-1/2")
1 hoja dentada



7 Wagner, con punta angulada
| S7
11,5 cm (4-1/2")
1 hoja dentada


Las hojas de corte de las tijeras Wagner son más largas y delgadas que las de las tijeras Kelly. Las tijeras Mayo, en comparación, son aún más largas y gruesas, pero con punta roma.



Wagner


Kelly

Mayo



INSTRUMENTOS PARA ELEVACIÓN DE SENO

Hu-Friedy ofrece una amplia variedad de instrumentos para elevación de seno, con diversos tamaños, extremos de trabajo y angulaciones para lograr un acceso óptimo a fin de separar y levantar la membrana de Schneider del hueso maxilar, y para elevar la membrana durante procedimientos de elevación del seno lateral.



300
Instrumento para elevación de seno

| **IMP3006**

Mango: #6

| **IMP300S6**

Mango: corto #6

| **IMP300**

Mango: #4



Simion
Instrumento para elevación de seno

| **IMP300SIM**

Mango: #6



Custom
Instrumento para elevación de seno

| **CS6562KB**

Mango: #41



Instrumento para elevación de seno
3 mm

| **IMP6345S6**


Mango: Corto #6


| **IMP6345S**

Mango: #522


| **IMP6345-71**

Mango: #10





INSTRUMENTOS PARA ELEVACIÓN DE SENO




725
Instrumento
para
implantes

| **IMP6343S6**

Mango: #6

| **IMP6343S**

Mango: #522



709
Instrumento
para
implantes

| **IMP6344S**

Mango: #522

| **IMP6344S6**

Mango: #6



7
Instrumento
para
implantes

| **IMP6346S6**

Mango: #6

| **IMP6346S**

Mango: #522



914
Instrumento
para
implantes

| **IMP6347S6**

Mango: #6

| **IMP6347S**

Mango: #522



Instrumento
para elevación
de seno,
pequeño

| **IMP6523S6**

Mango: #6

| **IMP6523S**

Mango: Corto #10



Instrumento
para elevación
de seno

| **IMP6524S6**

Mango: #6

| **IMP6524S**

Mango: Corto #10



6577
Kramer-Nevins,
agudo

| **IMP6577SC6**


Mango: #6

| **IMP6577SCX**

Mango: Línea Black Line

| **IMP6577SC**

Mango: Corto #10



6578
Kramer-Nevins,
obtusos

| IMP65786

Mango: #6

| IMP6578X

Mango: Línea Black Line

| IMP6578

Mango: #2



Instrumento
para elevación
de seno

| IMP7044K

Mango: #6



1 Instrumento
para elevación
de seno
3,5 mm

| IMPSIM16

Mango: #6

| IMPSIM1

Mango: Corto #10



Instrumento para
elevación de seno
Tarnow-Eskow

| IMPSTE1/26

Mango: #6



Instrumento
para implantes
Jovanovic

| IMPJO66

Mango: #6

| IMPJO6


Mango: #522



1 Instrumento
para elevación
de seno
Rompen

| IMPROMP16

Mango: #6



INSTRUMENTOS PARA ELEVACIÓN DE SENO



2 Instrumento
para elevación de
seno Rompen

| **IMPROMP26**

Mango: #6



3 Instrumento
para elevación de
seno Rompen

| **IMPROMP36**

Mango: #6



1 Instrumento
para elevación de
seno Urban

| **IMPURBAN16**

Mango: #6

| **IMPURBA1S6**

Mango: corto #6



2 Instrumento para
elevación de seno
Urban

| **IMPURBAN26**

Mango: #6

| **IMPURBA2S6**


Mango: corto #6



3 Instrumento
para elevación de
seno Urban

| **IMPURBAN36**

Mango: #6





Instrumento para elevación de seno, con extremo simple, 3 mm

| **PESIM16**

Mango: #6

| **PESIM1**

Mango: #40



1 Cureta para elevación de seno

| **SINC1**

Mango: #6

| **SINC1S6**

Mango: corto #6

| **SINC1X**

Mango: Línea Black Line

| **SINC1SX**

Mango: Línea Black Line, corto



2 Cureta para elevación de seno

| **SINC2**

Mango: #6

| **SINC2S6**

Mango: corto #6

| **SINC2X**

Mango: Línea Black Line

| **SINC2SX**

Mango: Línea Black Line, corto



Espátula para elevación de seno Rompen

| **SSPR1**

Mango: #6



Elevador de seno/
Empacador óseo
Tahmaseb


| **PLGTAHM**

Mango: #6




Empacador óseo

| **BONT**




LAS SUTURAS DISEÑADAS PARA ODONTÓLOGOS


- Las agujas de la línea Perma Sharp de Hu-Friedy son las únicas agujas diseñadas exclusivamente para odontólogos. Garantizan una sutura eficaz y confiable del tejido blando.
- Están fabricadas con **acero inoxidable serie 300**, una aleación ideal para suturas odontológicas que garantiza una aguja resistente y afilada durante todo el procedimiento de sutura.
- Están fabricadas con una **aleación más resistente, lo que aumenta su ductilidad**; si la aguja se dobla, es menos probable que se quiebre cuando se le vuelve a dar forma.*
- Incorporan una **morfología de punta más delgada que ofrece una penetración más suave del tejido**, por lo que se requiere ejercer un 20% menos de fuerza que con otras agujas.**
- Las agujas están **perforadas con láser**, lo que reduce la alteración del tejido.




Aguja para suturar Perma Sharp® Aguja para suturar de la competencia
(con un aumento de 35x)



Dos agujas Perma Sharp.
Observe cómo el diámetro de la aguja se ajusta según el material de sutura.
(con un aumento de 20x)



Ciclos de resistencia de las agujas para suturar*
(datos archivados)



FUERZA DE PENETRACIÓN -
Agujas para suturar**
(datos archivados)




“ Elijo usar la sutura de polipropileno 6-0 de Hu-Friedy con una aguja C-17 para los procedimientos de injertos en tejidos blandos y para la sutura de colgajos debido a la precisión que ofrecen tanto el tamaño como el filo de la aguja. Esta aguja tiene la longitud necesaria para penetrar con facilidad debajo de las papilas y a través de las troneras. El diámetro pequeño de la aguja, más pequeño que el de otras agujas que se utilizan con suturas 6-0, penetra los tejidos con mayor facilidad causando menos daño en tejidos delicados. La sutura de monofilamento es hidrofóbica, es decir, reduce el riesgo de contaminación y no deja marcas ni arrugas en los márgenes de los tejidos. Se recomienda particularmente para procedimientos de microcirugía. ”

DR. EDWARD P. ALLEN



“ Las suturas de Hu-Friedy son ideales para cerrar heridas de manera eficaz. La aguja puntiaguda de acero inoxidable permite efectuar una sutura más suave, lo que optimiza todo el proceso de cicatrización y garantiza la comodidad del paciente. Elijo las suturas de Hu-Friedy porque **son diferentes a cualquier otra sutura del mercado en lo que respecta a calidad y precisión extremas**. También estoy a favor de los fabricantes que contribuyen a una odontología más organizada, y en este aspecto Hu-Friedy es el mejor proveedor odontológico. ”

DR. LEE SILVERSTEIN



“ Puedo contar siempre con las suturas de Hu-Friedy porque son las de mejor relación calidad y precio. Independientemente del material de sutura utilizado (gut crómico, PGA o seda), puedo confiar en la calidad de la aguja y del material de sutura. El usuario puede identificar con facilidad el empaquetado y etiquetado, y esto es fundamental en las salas de cirugía, donde se necesita simplicidad y precisión. Una vez más, mi agradecimiento al equipo de Hu-Friedy. ”

DR. JON SUZUKI

NO REABSORBIBLES

REABSORBIBLES

AGUJA	TAMAÑO DE LAS SUTURAS	SEDA TRENZADA, COLOR NEGRO	POLIÉSTER TRENZADO, COLOR VERDE	POLIPROPILENO	MONOFILAMENTO DE NAILON, COLOR NEGRO	PGA TRENZADA, TENIDA DE COLOR VIOLETA*	PGA TRENZADA SIN TENIR*	PGA FA TRENZADA SIN TENIR* (RÁPIDA ABSORCIÓN)	GUT CRÓMICO**	GUT SIMPLE***		
CORTE PREMIUM												
C-1	 10,7 mm	3/8 de círculo, corte inverso premium	3-0									
			4-0									
			5-0					PSN490V				
			6-0		PSN8697P			PSN489V	PSN1816C	PSN774A		
			7-0		PSN8696P							
C-3	 13 mm	3/8 de círculo, corte inverso premium	3-0									
			4-0	PSN641S				PSN494V	PSN510FA	PSN1654C	PSN1644A	
			5-0	PSN640S	PSNR698L	PSN8698P	PSN698N	PSN493V	PSN515FA	PSN687C	PSN686A	
			6-0			PSN8695P		PSN492V				
			7-0									
C-6	 18,7 mm	3/8 de círculo, corte inverso premium	3-0									
			4-0									
			5-0						PSN530FA†			
			6-0									
			7-0									
CORTE REGULAR												
C-6	 18,7 mm	3/8 de círculo, corte inverso	3-0	PSN7772S	PSNR7772L		PSN393V	PSN540FA	PSN636C†	PSNH882A†		
			4-0	PSN683S	PSNR683L	PSN8683P	PSN662N	PSN392V†	PSN422V†	PSN535FA	PSN635C†	PSN7771A†
			5-0	PSN682S		PSN8661P	PSN661N		PSN421V†		PSN634C†	PSNH820A†
			6-0									
			7-0									
C-4	 12,7 mm	1/2 de círculo, corte inverso	3-0									
			4-0									
			5-0			PSN8245P						
			6-0									
			7-0									
C-7	 24,3 mm	3/8 de círculo, corte inverso	3-0	PSN684S						PSNH810A†		
			4-0									
			5-0									
			6-0									
			7-0									
C-9	 23 mm	1/2 de círculo, corte inverso	2-0	PSN737S								
			3-0	PSN632S			PSN460V†	PSN585FA		PSN612A		
			4-0	PSN631S								
			5-0									
			6-0									
C-17	 12 mm	3/8 de círculo, corte inverso	3-0									
			4-0	PSN736S				PSN386V		PSN386C		
			5-0	PSN719S		PSN8385P		PSN385V		PSN385C		
			6-0			PSN8384P						
			7-0									
C-19	 18,3 mm	1/2 de círculo, corte inverso	3-0	PSN733S								
			4-0	PSN734S				PSN724V				
			5-0					PSN723V		PSN723A		
			6-0									
			7-0									
C-22	 16,2 mm	3/8 de círculo, corte inverso	3-0					PSN389V				
			4-0									
			5-0	PSN1628S		PSN8614P		PSN388V				
			6-0	PSN681S		PSN8660P		PSN387V				
			7-0									
C-43	 16,2 mm	1/2 de círculo, corte inverso	3-0	PSN7762S								
			4-0	PSN7763S								
			5-0	PSN7764S								
			6-0									
			7-0									
D-14	 17,5 mm	1/2 de círculo, aguja cónica con extremo cortante	3-0	PSN953S†	PSN6953L†							
			4-0	PSN952S†			PSN271V†					
			5-0		PSN7773L	PSN7773P						
			6-0									
			7-0									
T-28	 17,5 mm	1/2 de círculo, aguja cónica	3-0	PSN872S†								
			4-0	PSN871S								
			5-0	PSN870S		PSN8756P		PSN303V†		PSNU202C		
			6-0					PSN302V†				
			7-0									
T-4	 22,2 mm	1/2 de círculo, aguja cónica	2-0									
			3-0	PSN7343S†								
			4-0	PSN7342S†								
			5-0									
			6-0									

Las suturas tienen una longitud de 18", a menos que se indique lo contrario.

† Indica una longitud de 27".

* Las suturas de PGA pierden resistencia entre los 14 y 17 días, y se reabsorben entre los 90 y 120 días.

■ Las suturas de PGA FA pierden resistencia entre los 14 y 17 días, y se reabsorben entre los 49 y 63 días.

** Las suturas de gut crómico pierden resistencia entre los 10 y 14 días, y se reabsorben entre los 60 y 90 días.

*** Las suturas de gut simple pierden resistencia entre los 5 y 7 días, y se reabsorben entre los 30 y 60 días.

1 Están disponibles con una longitud de 27" (PSN397V).


2 Están disponibles con una longitud de 27" (PSNH821A).




PERMA SHARP®

GUÍA DE REFERENCIA SOBRE SUTURAS

Procedimiento	Materiales sugeridos	Absorción	Tamaño del material (U.S.P.)	Resistencia a la tracción	Tipo de aguja	Aguja sugerida	Modelo de aguja	Código de la pieza	Sutura recomendada
Cirugía de implantes odontológicos, cirugía bucal, cirugía periodontal ósea y cirugía de alargamiento coronario	seda	no reabsorbible	(4-0)	moderada	de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN641S	deslizante
			(4-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN736S	
			(4-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN683S	
			(5-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN640S	
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN719S	
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN682S	
	polipropileno	no reabsorbible	(4-0)	moderada	de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN8683P	a elección del cirujano
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN8661P	
	Gut crómico	Reabsorbibles	(4-0)	suave a moderada	de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN1654C	deslizante
			(4-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN386C	
			(4-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN635C	
			(5-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN687C	
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN385C	
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN634C	
			(6-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-1	PSN1816C	
			(4-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN494V	a elección del cirujano
			(4-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN386V	
			(4-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN422V	
			(5-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-1	PSN490V	
			(5-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN493V	
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN385V	
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN421V	
			(6-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-1	PSN489V	
			(6-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN492V	
Colgajo de espesor completo (con tracción muscular)	seda	no reabsorbible	(3-0)	moderada	de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN7772S	deslizante
			(3-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-7	PSN684S	
	PGA (violeta)	reabsorbible	(3-0)	moderada a alta	de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN393V	a elección del cirujano
Colgajo de espesor completo (Debe ser resistente a la tracción muscular).	seda	no reabsorbible	(4-0)	moderada	de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN683S	deslizante
			(4-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN736S	
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN682S	
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN719S	
	poliéster	no reabsorbible	(4-0)	moderada	de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSNR683L	a elección del cirujano
	polipropileno	no reabsorbible	(4-0)	moderada	de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN8683P	a elección del cirujano
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN8661P	
	Gut crómico	reabsorbible	(4-0)	suave a moderada	de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN635C	deslizante
			(4-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN386C	
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN634C	
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN385C	
	PGA (sin teñir)	reabsorbible	(4-0)	moderada	de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN422V	a elección del cirujano
			(4-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN386V	
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN421V	
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN385V	
Frenectomía	seda	no reabsorbible	(4-0)	moderada	de corte inverso	1/2 de círculo	C-19	PSN734S	deslizante
			(4-0)		de corte inverso	1/2 de círculo	C-43	PSN7763S	
			(5-0)		de corte inverso	1/2 de círculo	C-43	PSN7764S	
	Gut crómico	reabsorbible	(5-0)		aguja cónica c/ extremo cortante	1/2 de círculo	D-14	PSN7773C	
			(5-0)		aguja cónica	1/2 de círculo	T-28	PSNU202C	
	PGA (sin teñir)	reabsorbible	(4-0)	moderada	de corte inverso	1/2 de círculo	C-19	PSN724V	a elección del cirujano
			(5-0)		de corte inverso	1/2 de círculo	C-19	PSN723V	
Regeneración guiada de tejidos	poliéster	no reabsorbible	(5-0)	moderada	de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSNR698L	a elección del cirujano
			(5-0)		aguja cónica c/ extremo cortante	3/8 de círculo	D-14	PSN7773L	
	polipropileno	no reabsorbible	(5-0)	moderada	de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN8698P	a elección del cirujano
			(5-0)		aguja cónica c/ extremo cortante	3/8 de círculo	D-14	PSN7773P	
			(5-0)		aguja cónica	3/8 de círculo	T-28	PSN8756P	
			(6-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-1	PSN8697P	



Procedimiento	Materiales sugeridos	Absorción	Tamaño del material (U.S.P.)	Resistencia a la tracción	Tipo de aguja	Aguja sugerida	Modelo de aguja	Código de la pieza	Sutura recomendada	
			(6-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN8695P		
	Gut crómico	reabsorbible	(4-0)	moderada	de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN1654C	deslizante	
			(5-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN687C		
			(5-0)		aguja cónica c/ extremo cortante	3/8 de círculo	D-14w	PSN7773C		
			(5-0)		aguja cónica	3/8 de círculo	T-28	PSNU202C		
	PGA (sin teñir)	reabsorbible	(6-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-1	PSN1816C		
			(4-0)	moderada	de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN494V	a elección del cirujano	
			(5-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN493V		
			(6-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN492V		
Injerto de tejidos (Zona donante, para pinzar vasos sanguíneos)	seda	no reabsorbible	(4-0)	moderada	de corte inverso	1/2 de círculo	C-43	PSN7763S	deslizante	
	poliéster	no reabsorbible	(5-0)	moderada	aguja cónica c/ extremo cortante	1/2 de círculo	D-14	PSN7773L	deslizante	
	polipropileno	no reabsorbible	(5-0)	moderada	aguja cónica c/ extremo cortante	1/2 de círculo	D-14	PSN7773P	a elección del cirujano	
Injerto de tejidos (Zona recipiente)	poliéster	no reabsorbible	(5-0)	moderada	de corte inverso premium	1/2 de círculo	C-3	PSNR698L	a elección del cirujano	
			(5-0)		aguja cónica c/ extremo cortante	1/2 de círculo	D-14	PSN7773L		
	polipropileno	no reabsorbible	(5-0)	moderada	de corte inverso premium	1/2 de círculo	C-3	PSN8698P	a elección del cirujano	
			(3-0)		de corte inverso	1/2 de círculo	C-4	PSN8245P		
			(5-0)		aguja cónica c/ extremo cortante	1/2 de círculo	D-14	PSN7773P		
			(5-0)		aguja cónica	1/2 de círculo	T-28	PSN8756P		
	Gut crómico	reabsorbible	(5-0)	moderada	de corte inverso premium	1/2 de círculo	C-3	PSN687C	deslizante	
			(5-0)		aguja cónica c/ extremo cortante	1/2 de círculo	D-14	PSN7773C		
			(5-0)		aguja cónica	1/2 de círculo	T-28	PSNU202C		
Apicectomía	PGA (sin teñir)	reabsorbible	(5-0)	moderada	de corte inverso premium	1/2 de círculo	C-3	PSN493V	a elección del cirujano	
	seda	no reabsorbible	(4-0)	moderada	de corte inverso	1/2 de círculo	C-19	PSN734S	deslizante	
	poliéster	no reabsorbible	(5-0)	moderada	aguja cónica c/ extremo cortante	1/2 de círculo	D-14	PSN7773L	a elección del cirujano	
	polipropileno	no reabsorbible	(5-0)	moderada	de corte inverso	1/2 de círculo	C-4	PSN8245P	a elección del cirujano	
			(5-0)		aguja cónica c/ extremo cortante	1/2 de círculo	D-14	PSN7773P		
	Gut crómico	reabsorbible	(5-0)	suave a moderada	aguja cónica c/ extremo cortante	1/2 de círculo	D-14	PSN7773C		
			(5-0)		de corte inverso	1/2 de círculo	C-19	PSN723V		
	Extracciones	seda	no reabsorbible	(3-0)	moderada	de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN7772S	deslizante
				(3-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-43	PSN7762S	
			(4-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-43	PSN7763S		
	Gut crómico	reabsorbible	(3-0)	suave a moderada	de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN636C	deslizante	
			(4-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN635C		
	PGA (violeta)	reabsorbible	(3-0)	moderada	de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN393V	a elección del cirujano	
	PGA (sin teñir)	reabsorbible	(4-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN422V	a elección del cirujano	
	Biopsia	poliéster	no reabsorbible	(5-0)	moderada	de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSNR698L	a elección del cirujano
			(5-0)		aguja cónica c/ extremo cortante	1/2 de círculo	D-14	PSN7773L		
	Gut crómico	reabsorbible	(4-0)	suave a moderada	de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN1654C	deslizante	
			(5-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN687C		
			(5-0)		aguja cónica c/ extremo cortante	1/2 de círculo	D-14	PSN7773C		
			(5-0)		aguja cónica	1/2 de círculo	T-28	PSNU202C		
Heridas	polipropileno	no reabsorbible	(4-0)	moderada	de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN8683P	a elección del cirujano	
			(5-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN8698P		
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN8385P		
			(6-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-1	PSN8697P		
			(6-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN8695P		
	nylon	no reabsorbible	(5-0)	moderada	de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN698N	a elección del cirujano	
	Gut crómico	reabsorbible	(5-0)	suave a moderada	de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN687C	deslizante	
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN634C		
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN385C		
			(6-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-1	PSN1816C		
	PGA (sin teñir)	reabsorbible	(5-0)	moderada	de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-1	PSN490V	a elección del cirujano	
			(5-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN493V		
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-6	PSN421V		
			(5-0)		de corte inverso	3/8 de círculo	C-17	PSN385V		
			(6-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-1	PSN489V		
			(6-0)		de corte inverso premium	3/8 de círculo	C-3	PSN492V		



AGUJAS PARA SUTURAR

TABLA DE REFERENCIA CRUZADA SOBRE AGUJAS

Hu-Friedy	Ethicon	Promed, Davis y Geck/USSC	Look, Patterson	Havel, Henry Schein
C-1	P-1	PRE-1	C-1	C-1
C-3	P-3	PRE-2	C-3	C-3
C-6	FS-2, PS-2	CE-4, PRE-4	C-6, PC-31	C-6, PC-31
C-7	FS-1, PS-1	CE-6, PRE-6, DS-26, DSS-2	C-8	C-7, PC-33
C-9	X-1	C-30	C-20, C-21	C-9, C-31
C-17	C-3	CE-2	C-17	C-17, C-16
C-19	J-1		C-19	C-19
C-22	FS-3, PS-3	CE-3, PRE-3	C-22	C-22, PC-34
C-43	X-8		C-19, C-26	C-26, C-43
D-14	V-5	DT-31, CV-332	D-14	D-14, Y-5
T-28	RB-1	T-31, CV-331	T-28	

Ethicon es una marca registrada de Johnson & Johnson.
 Promed y Look son marcas registradas de Surgical Specialties.
 Coviden / USSC son marcas registradas de Coviden.
 Havel es marca registrada de Havel, Inc.

TABLA DE REFERENCIA CRUZADA SOBRE MATERIAL DE SUTURA

Hu-Friedy	Sharp/point/ Look	Ethicon	Material
Gut simple	Gut simple	Gut quirúrgico	Gut reabsorbible natural
Gut crómico	Gut crómico	Gut quirúrgico	Gut reabsorbible natural
PGA sin teñir	PolySyn/PGA	Vicryl, sin teñir	Sintético trenzado, revestido y reabsorbible
PGA (Violeta)		Vicryl violeta	Sintético trenzado, revestido y reabsorbible
PGA FA	PolySyn FA	Vicryl Rapide	Sintético trenzado, revestido y reabsorbible
Monofilamento de nailon, negro	Nailon	Ethilon	Monofilamento de nailon no reabsorbible
Polipropileno	Polipropileno	Prolene	Monofilamento no reabsorbible
Poliéster trenzado, verde	Polyviolene	Ethibond	Poliéster trenzado no reabsorbible
Seda trenzada, negro	Seda	Perma-Hand, de seda	Seda trenzada no reabsorbible

AGUJAS PARA SUTURAR

1/2 DE CÍRCULO

Disponibles en paquetes de 12 unidades; de corte inverso



1

| SN1

2

| SN2

3

| SN3

4

| SN4

5

| SN5

6

| SN6

4F

| SN4F

3/8 DE CÍRCULO

Disponibles en paquetes de 12 unidades; de corte inverso



16

| SN16

17


| SN17



18

| SN18

20

| SN20





JERINGAS

Las jeringas de Hu-Friedy están fabricadas artesanalmente con materiales de la más alta calidad. Están disponibles en dos diseños, Cooke-Waite y Tipo A, con anillos para pulgar de mayor diámetro para un mejor control, con una ventana de visualización grande para tener una mayor visibilidad de la solución y con arpones afilados para facilitar el enganche del cartucho.

JERINGAS DE ASPIRACIÓN



Jeringa de anestesia con aspiración Cook-Waite
| SYRCW




Jeringa de anestesia con aspiración Tipo A
| SYRA



Jeringa de irrigación y punta Aqua-Fix, 10 cc
| IS
21 cm (8 1/4")
Punta Aqua-Fix
| PTIST



Jeringa para hueso, 7 mm
| SYBG
Cuenta con un diámetro interno de 5,8 mm. Se carga desde la punta para evitar obstrucciones.




PINZAS PARA TEJIDOS

Las pinzas para tejidos de Hu-Friedy están diseñadas con insertos de carburo de tungsteno para brindar un agarre superior, lo que resulta en un mejor control del tejido y en una menor fatiga durante los procedimientos de sutura. Están disponibles en los siguientes tres diseños: lisas, 1x2 y estriada. Esta amplia variedad de diseños permite a los profesionales adaptarse a las necesidades clínicas.



PINZAS MICROQUIRÚRGICAS PARA TEJIDOS



Lisa, recta,
de acero inoxidable,
con revestimiento de
polvo de diamante

| 8-905DD

18 cm (7")



Lisa,
recta, de
titanio

| TPASTMBH

18 cm (7")



Lisa,
recta, de acero
inoxidable, con
revestimiento
de polvo de
diamante

| TPDAPV


18 cm (7")



1x2 Curva,
de acero
inoxidable, con
revestimiento
de polvo de
diamante

| TPDSCPv


18 cm (7")



Dentada,
curva,
de acero
inoxidable

| TPSLCOCMN

18 cm (7")



Dentada,
recta,
de acero
inoxidable

| TPSLCOSM

18 cm (7")



1x2 De titanio, con
revestimiento de
polvo de diamante



| TPSSTMBH

recta (ilustrada)

| TPCSTMBH

curva

18 cm (7")



Adson
| TP5041
12 cm (4-3/4")



Adson 1x2
| TP5042
12 cm (4-3/4")



Adson-Brown
| TP5043
12 cm (4-3/4")



Gerald
| TP5050
18 cm (7")




Gerald 1x2
| TP5051
18 cm (7")




Cushing
| TP5060
16,5 cm (6")

LISAS




TP5041, TP5050, TP5060, TP5061,
TP5062, TP5070, TP5080, TP5081

DENTADAS



TP5043, TP5090, TP5091

1 X 2



TP5042, TP5051, TP5071



Cushing,
angulada
| TP5061
18 cm (7")



Bayoneta
Cushing
| TP5062
19 cm (7-1/2")



General
| TP5070
15 cm (6")



General 1x2
| TP5071
15 cm (6")




Potts Smith
| TP5080
18 cm (7")





DeBakey
| TP5090
15 cm (6")
| TP5091
19 cm (7-1/2")



Se utilizan para sujetar y
estabilizar tejidos blandos
mientras se sutura.



FÓRCEPS Y PINZAS PARA TEJIDOS



16
Hu-Friedy
3x4
| TP16
15 cm (6")



31
Semkin Taylor
| TP31
12,5 cm (5")
recta
| TP32
curva



33
Semkin Taylor
1x2
| TP33
12,5 cm (5")
recta
| TP34
curva



41
Adson, lisa
| TP41
12 cm (4-3/4")





42
Adson
1x2
| TP42
12 cm (4-3/4")
| TPA15
15 cm (6")



43
Adson Brown
7x7
| TP43
| TP43A
12 cm (4-3/4")
angulada



50-L Fox,
con cierre
automático,
3x3
| TP50L
| TP50
15 cm (6")
sin cierre
automático



Gerald
recta/estriada,
lisa
| **TPG1**
18 cm (7")



Gerald,
recta, 1x2
| **TPG3**
20,5 cm (8")



Gerald,
curva,
1x2
| **TPG4**
18 cm (7")



Kramer-Nevins,
curva,
1x2
| **TPKN**
12,5 cm (5")




Adson,
micro,
1x2
| **TPMSA**
12 cm (4-3/4")



Russian
| **TPR6**
15 cm (6")



Russian
| **TPR8**
20 cm (8")



PINZAS PARA TEJIDOS

Se utilizan para sujetar y estabilizar tejidos blandos.


PINZAS PARA SUTURAR CORN

Las pinzas para suturar Corn son ideales para procedimientos de regeneración guiada de tejidos.




20 Pinza de
sutura Corn

| **SP20**
15 cm (6")




Pinza Corn
microquirúrgica,
con revestimiento
de polvo de
diamante

| **SPM20**
15 cm (6")



Pinza de sutura
Corn

| **SPM20SLEM**
Mango redondo
18 cm (7")



FÓRCEPS PARA SUJETAR TEJIDOS




Allison
Baby 4x5


| **TFB**
12,75 cm (5")



Allison, recto,
5x6

| **TFS**
(ilustrado)
| **TF45**
15 cm (6")
angulado





Pinzas para tejidos Goldman-Fox

| NIPS

10 cm (4")



Pinzas compactas y afiladas de movimiento suave, útiles para acentuar el contorno gingival interproximal en cirugía de tejidos blandos. También son muy útiles para combinar dos o más técnicas quirúrgicas en un mismo lugar.




Pinzas para tejidos Sugarman Nipro


| NIPRO

16 cm (6-1/4")





PRODUCTOS PARA ALAMBRE



Arcos de Erich, rollo de 1 metro

| WPAB



Alicate de corte para alambres gruesos, recto

| 678-104

Diseñado para cortar alambres gruesos de hasta 0,022" x 0,028" (0,56 mm x 0,71 mm)



Alambre para suturas y ligaduras de acero inoxidable, bobina de 4 oz

Calibre 30 - 0,010"

| WPLW30

Calibre 28 - 0,012"

| WPLW28

Calibre 26 - 0,016"

| WPLW26

Calibre 25 - 0,018"

| WPLW25

Calibre 24 - 0,020"

| WPLW24

Resistencia a la tracción: 94,000 psi
Fuerza de rendimiento: 40,000 psi
Elongación: 55%

DOBLADORES Y TIJERAS PARA ALAMBRE



Doblador de alambre

| WTD6C

16 cm (6")

| WTD7C

18 cm (7")



Tijeras para cortar alambre

| WCS



Tijeras para cortar alambre Smith

| WCSS